

## Microcentrifugeur pour 24 microtubes 1,5 / 2,0 ml

- 13 300 tr/min, 16 300 g
- 24 microtubes 1,5 / 2,0 ml
- compact et silencieux



- vitesse réglable de 500 à 13300 tr/min
- minuterie 1 à 30 minutes
- centrifugation continue ou instantanée
- utilisation possible en incubateur réfrigéré de 4 à 35°C
- ventilation assurée par un système de refroidissement multi-flux, entrée d'air par l'arrière et circulation multidirectionnelle permettant l'optimisation de la ventilation
- affichage digital LED de la vitesse, de l'accélération et du temps de centrifugation
- fonctionnement silencieux
- livré complet avec rotor angulaire et couvercle autoclavable
- dim. (l x p x h) : 235 x 293 x h216 mm
- poids : 8,1 kg
- alimentation : 230 V / 50 - 60 Hz
- couleur standard : vert, autres couleurs sur demande

réf	Prix HT
<b>microcentrifugeur complet vec rotor 24 places et couvercle</b>	
EH1124 Microcentrifugeur 13300 tr/min avec rotor 24 places	
<b>réducteurs pour microtubes</b>	
VX5012 Réducteurs pour microtubes 0,5 / 0,6 ml, les 6	
VX5013 Réducteurs pour microtubes 0,25 / 0,4 ml, les 6	
VX5011 Réducteur pour microtubes 0,2 ml, les 6	