

Microcentrifugeurs grande capacité, haute performance

- jusqu'à 44 microtubes
1,5 / 2,0 ml
 - 4 barrettes de 8 microtubes
 - 6 tubes de 30 ml
 - vitesse max. : 15 000 tr/min
 - modèle ventilé
 - modèle réfrigéré -20 à +40°C
- vitesse réglable de 250 à 15000 tr/min (18845 g) par incrément de 250 tr/min
 - minuterie programmable de 1 à 60 min
 - centrifugation continue ou instantanée (touche "Quick") avec affichage digital des secondes écoulées
 - double affichage digital de la vitesse (tr/min ou g) et du temps
 - sélection du mode d'accélération et de décélération : mode lent ou rapide avec mémorisation des valeurs programmées
 - boîtier plastique ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques
 - sécurité anti-balourd et de couvercle
 - fonctionnement silencieux (<56 dB), moteur sans entretien
 - dimensions (lpxh) / poids :
EH2330 : 280 x 370 x 260 mm / 17 kg
EH2340 : 280 x 550 x 290 mm / 35 kg



modèle	réf	prix HT	
		ventilé	réfrigéré
micro-centrifugeurs sans rotor			
Microcentrifugeur haute performance	EH2330	EH2340	
rotors angulaires			
18 x microtubes 1,5 / 2 ml, 15994 g max. 14 000 tr/min	EH1011	-	
18 x microtubes 1,5 / 2 ml, 21380 g max. 15 000 tr/min	EH1012		EH1022
24 x microtubes 1,5 / 2 ml, avec couvercle, 21380 g max. 15 000 tr/min	EH1018		EH1028
30 x microtubes 1,5 / 2 ml, avec couvercle, 19153 g max. max. 13 500 tr/min	EH1013		-
44 x microtubes 1,5 / 2 ml, 14670 g max. 13 500 tr/min	EH1014		EH2024
64 x microtubes 0,5 ml, 14263 g max. 13 500 tr/min	EH1015		EH2025
4 x barrettes de 8 microtubes 1,5 ml (réducteurs 0,2 ml inclus), 20598 g max. 14 000 tr/min	EH1016		-
réducteurs et plateaux réducteur (sauf pour EH1015, EH2025 et EH1016)			
Réducteurs pour microtubes 0,5 ml, les 12	EH1001		EH1001
Réducteurs pour microtubes 0,25 ml / 0,4 ml, les 12	EH1002		EH1002

Centrifugeur spécialisé pour tubes Falcon®

- 12 x 15 ml / 6 x 50 ml Falcon®
- jusqu'à 6000 tr/min



- vitesse réglable de 200 à 6000 tr/min (4185 g) par incrément de 50 tr/min
- centrifugation en continu ou minuterie programmable de 10 sec à 99 h par pas de 10 secondes puis 1 minute
- sélection du mode d'accélération et de décélération : 10 modes pré-enregistrés
- tripe affichage digital de : la vitesse (programmée / réelle), le mode d'accélération et le temps restant
- boîtier en ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques
- sécurité anti-balourd et sécurité de couvercle
- fonctionnement silencieux (<60 dB), moteur sans entretien
- dimensions (lpxh) / poids : 280 x 370 x h260 mm / 15 kg



réf	Prix HT
micro-centrifugeurs sans rotor	
EH2100 Microcentrifugeur ventilé haute performance	
rotor angulaires 12 x 15 ml Falcon®	
EH2015 pour 12 x 15 ml Falcon®, 6000 tr/min, 2455 g	
rotors angulaires 6 x 50 ml Falcon	
EH2019 pour 6 x 50 ml Falcon®, 6000 tr/min, 3863 g	
EH2020 Réducteur pour 1 tube 15 ml Falcon®, les 2	