

## Centrifugeurs universels 4x100 ml

- jusqu'à 4x100 ml
- jusqu'à 13500 tr/min ou
- reconnaissance automatique du rotor
- modèle ventilé
- affichage digital multifonctions :
  - ✓ vitesse (tr/min)
  - ✓ temps (min)
  - ✓ température (°C)
  - ✓ programmation
- boîtier en acier



- **vitesse réglable de 250 à 13500 tr/min** (17523 g max.) par pas de 250 tr/min
- capacité : jusqu'à 4x100 ml
- affichage digital du programme, de la vitesse (tr/min) et du temps (min)
- centrifugation rapide (touche "quick") avec affichage digital des secondes écoulées
- minuterie programmable de 1 à 60 minutes par incrément d'une minute ou position en continu
- deux modes pour l'accélération et la décélération : lent ou rapide
- **EH3000 : modèle ventilé**
- sécurités de couvercle et anti-balourd
- boîtier acier résistant aux chocs et aux produits chimiques
- moteur sans entretien, fonctionnement silencieux (<55 dB)
- dimensions (lpxh) / poids : EH3000 : 355 x 475 x 330 mm / 27 kg

réf	Prix HT
<b>modèle ventilé</b>	
EH3000 Centrifugeur universel 13500 tr/min, sans rotor	



Rotor angulaire pour 24 microtubes 1,5 ml, 0,5 ml ou 0,4 ml

- EH6300** Rotor angulaire pour 24 microtubes 1,5/2,0 ml 13500 tr/min, 17523 g
- EH6310** Rotor angulaire pour 24 microtubes 1,5/2,0 ml 13500 tr/min, 17523 g **avec un couvercle hermétique**
- EH1001** Réducteurs pour tube 0,5 ml Ø 8 mm, les 12
- EH1002** Réducteurs pour tube 0,4 ml Ø 6 mm, les 12



Rotor angulaire 6 places pour tubes Falcon®, ou tubes à fond rond 15 ml et 50 ml

- EH6200** Rotor angulaire 6x50 ml, 6000 tr/min, 3823 g, pour tubes Falcon® 50 ml (Ø30x105/120 mm) ou tubes à fond rond (Ø30x95/115 mm)
- EH6202** Réducteurs pour tube Falcon® 15 ml (Ø17,5x116/125 mm) ou tube à fond rond (Ø 17,5x110/133 mm), les 2

Rotor angulaire 12 places pour tubes Falcon® 15 ml, tubes à fond rond 15 ml ou tubes à hémolyse



- EH6100** Rotor 12x15 ml, 6000 tr/min, 4185 g pour tubes 15 ml Falcon® (Ø17,5 x 116/125 mm) ou tubes à fond rond (Ø17,5 x 112/133 mm)
- EH5022** Réducteurs pour tube à fond rond 15 ml (Ø17,5 x 95/115 mm), les 2
- EH5023** Réducteurs pour tube à hémolyse 7 ml (Ø13,5 x 95/115 mm), les 2
- EH5024** Réducteurs pour tube à hémolyse 5 ml (Ø13,5 x 70/90 mm), les 2



Rotor angulaire 24 places pour tubes 15 ml, tubes à hémolyse et microtubes 1,5 ml

- EH6000** Rotor angulaire 24x15 ml, 3500 tr/min, 2000 g pour tubes universels 15 ml (Ø17x95/125 mm)
- EH5022** Réducteurs pour tube à fond rond 15 ml, (Ø17,5 x 95/115 mm), les 2
- EH5023** Réducteurs pour tube à hémolyse 7 ml (Ø13,5 x 95/115 mm), les 2
- EH5024** Réducteurs pour tube à hémolyse 5 ml (Ø13,5 x 70/90 mm), les 2

## Etoile libre 4 places avec bécher hygiénique



### Etoile libre et bécher hygiénique

**4000 tr/min, 2540 g (centrifugeurs 13500 tr/min)**

**EH5000** Etoile libre 4 places pour bécher hygiénique

**EH5100** Bécher hygiénique avec couvercle, les 2

### Portoirs pour bécher hygiénique EH5100

**EH5101** 1 x 100 ml (Ø40x90/114 mm), les 2

**EH5102** 1 x 50 ml (Ø34x92/118 mm), les 2

**EH5103** 1 x 50 ml Falcon® (Ø29x116 mm), les 2

**EH5104** 1 x 50 ml (Ø29x93/118 mm), les 2

**EH5105** 1 x 25 ml (Ø25x92/118 mm), les 2

**EH5106** 4 x 15 ml (Ø17x100/115 mm), les 2

**EH5107** 2 x 15 ml Falcon® (Ø17x120 mm), les 2

**EH5108** 3 x 10 ml Sarstedt® (Ø16,5x83/118 mm), les 2

**EH5109** 7 x 5 / 6 ml (Ø13,5x67/115 mm), les 2

**EH5110** 4 x 5 / 7 ml Vacutainer® (Ø12,5x64/115 mm), les 2

**EH5111** 5 x 1,5 ml (Ø11x42 mm), les 2

## accessoires pour la cytologie

### Bécher rectangulaire pour étoile EH5000

**EH5200** Bécher rectangulaire pour la cytologie  
4000 tr/min, 1305 g pour EH3000

### Support pour chambres de cytologie

**EH5250** Support pour chambres de cytologie

### Chambres de cytologie

**EH5201** Chambre cylindrique, 2x1,5ml


**EH5202** Chambre conique, 2x3 ml

### Papier-filtres

**EH5211** Papier-filtres pour chambre cylindrique, les 100

**EH5212** Papier-filtres pour chambre conique, les 100

## Etoile 4 places pour tubes Falcon® 50 ml, tubes à fond rond 15 ml ou 50 ml




- étoile 4 places
- 4000 tr/min, 2540 g
- livrée avec supports pour tubes Falcon® 50 ml Ø 30 x 105/120 mm ou tubes à fond rond Ø 30 x 95/115 mm

**EH5030** Etoile 4 places avec supports pour tubes Falcon® 50 ml ou tubes à fond rond

**EH5033** Réducteurs 4000 tr/min, 2969 g pour tubes Falcon® 15 ml (Ø17,5 x 116/125 mm) ou tubes fond rond (Ø17,5 x 110/133 mm), les 2

## Etoile 8 places pour tubes Falcon®, tubes à fond rond 15 ml ou tubes à hémolyse



- étoile 8 places
- 5000 tr/min, 4164 g
- livrée avec supports pour tubes Falcon® 15 ml Ø17,5x116/125 mm ou tubes à fond rond 15 ml Ø17,5x112/133 mm

**EH5020** Etoile 8 places avec supports pour tubes 15 ml Falcon® ou tubes 15 ml à fond rond

**EH5022** Réducteurs pour tubes à fond rond 15 ml Ø17,5 x 95/115 mm, les 2

**EH5023** Réducteurs pour tubes à hémolyse 7 ml Ø13,5 x 95/115 mm, les 2

**EH5024** Réducteurs pour tubes à hémolyse 5 ml Ø13,5 x 70/90 mm, les 2

## Etoile libre pour 2 microplaques ou 48 microtubes 1,5/2 ml

étoile libre 3500 tr/min, 1438 g



**EH5010** Etoile libre pour 2 microplaques

**EH5011** Portoirs pour 48 microtubes 1,5 / 2,0 ml, (se montent à la place des nacelles de microplaques), les 2

## Rotor hémocrite 24 places



**EH6400** Rotor à hémocrite 24 places, 12000 tr/min, 15133 g, avec dispositif de lecture

**EH1005** Dispositif de lecture pour rotor EH6400