



Plaques chauffantes universelles 370°C

- très économiqes
- température max. 370°C
- visualisation directe des températures sur la plaque frontale



- plaque chauffante spéciale en alliage **aluminium-silicium**
- excellente transmission de chaleur
- excellente uniformité de température sur la plaque
- vernis noir spécial : excellente protection contre les produits chimiques
- protection contre les surchauffes
- surface de pose : Ø 155 mm
- régulation de la température par un capteur placé directement sous la plaque chauffante
- exactitude : $\pm 1^\circ\text{C}$
- puissance
PC401 : 600 W - PC402 : 1200 W
- dimensions (Lxpxh) / poids:
PC401 : 165 x 280 x 115 mm / 1,7 kg
PC402 : 340 x 190 x 90 mm / 3,3 kg

référence	Prix HT
PC401 Plaque chauffante 1 poste	!PC401
PC402 Plaque chauffante 2 postes	!PC402

Platine chauffante en aluminium 100°C



- plaque chauffante en aluminium anodisé
- vernis noir spécial : protection totale contre les produits chimiques et acides
- excellente uniformité de la température sur la totalité de la surface de la plaque
- modèle digital
- température : jusqu'à $+100^\circ\text{C}$
- exactitude : $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- protection IP41
- surface de pose : 270 x 200 mm
- charge maximum : 10 kg
- puissance : 120 W
- dim. (Lxpxh) : 310 x 275 x h80 mm
- poids : 4,4 kg

référence	Prix HT
PC180 Platine chauffante 100°C	!PC180

Plaque chauffante céramique 540°C

- plaque chauffante céramique 540°C
- régulateur électronique de température avec affichage digital



- plaque chauffante blanche en céramique : excellente résistance à la corrosion, nettoyage très facile, surface lisse et propre
- boîtier de contrôle et plaque chauffante séparés par un espace afin d'éviter tout endommagement lié au débordement de liquide
- surface de pose : 120x200 mm
- régulateur électronique de température, gamme : ambiante $+5^\circ\text{C}$ à 540°C
- affichage digital LCD de la température et du message "hot plate" à l'arrêt de

- la plaque tant que sa température est supérieure à 50°C
- boîtier robuste, résistant aux chocs et aux produits chimiques
- protection IP42
- puissance : 800 W
- dim (Lxpxh) : 205 x 312 x h96 mm
- poids : 3,15 kg
- alimentation 230 V / 50-60 Hz

référence	Prix HT
PC540 Plaque chauffante 540°C	