


## Boîtes cryogéniques -196°C en polypropylène

pour microtubes et pour tubes à centrifuger  
compatibles avec tout rack de congélateur

- boîtes cryogéniques en polypropylène
- autoclavables à +121°C
- température : -196°C à +121°C
- imperméables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte
- boîte (lpx) : 133 x 133 mm



repère image	dim. boîte	haut. boîte	bleu	naturel	orange	jaune	rouge	vert	Prix HT
100 x tubes Ø10 x h34 mm	1 133 x 133 mm	37 mm	AX3300	AX3301	AX3302	-	-	-	
81 x tubes Ø12 x h42 mm	2 133 x 133 mm	45 mm	-	AX3311	-	AX3313	AX3314	AX3315	
81 x tubes Ø12,5 x h50 mm	3 133 x 133 mm	53 mm	-	AX3321	AX3322	AX3323	AX3324	AX3325	
64 x tubes Ø11 x h42 mm	4 133 x 133 mm	45 mm	AX3330	AX3331	-	AX3333	AX3334	AX3335	
64 x tubes Ø11 x h50 mm	5 133 x 133 mm	45 mm	AX3340	AX3341	AX3342	-	-	AX3345	
49 x tubes Ø16 x h50 mm	6 133 x 133 mm	45 mm	AX3350	AX3351	AX3352	AX3353	-	-	

## Conteneurs isothermes

- conteneurs isothermes 10 à 70 litres
- fabrication certifiée ISO9002
- isolation en mousse de polyuréthane haute densité
- coque en polyéthylène, excellente résistance aux chocs
- fermeture hermétique



capacité	dim.ext. (lpxh)	dim. int. (lpxh)	poignée	poids	réf.	prix HT
10 litres	255 x 280 x 240 mm	240 x 175 x 210 mm	1 anse	1,8 kg	CL10	
30 litres	480 x 280 x 375 mm	440 x 235 x 305 mm	1 anse	3,6 kg	CL30	
46 litres	560 x 360 x 405 mm	495 x 290 x 340 mm	2 poignées	5,5 kg	CL46	
70 litres	720 x 420 x 410 mm	720 x 335 x 335 mm	2 poignées	8,3 kg	CL70	

## Conteneurs isothermes empilables

- caisson en polypropylène
- isolation polyuréthane haute densité

- conteneurs isothermes 12 ou 33 litres
- empilables
- isolation en mousse de polyuréthane épaisseur 40 mm interchangeable
- coque polypropylène
- fermeture hermétique à clip

capacité	dim.ext. (hxlpx)	dim. int. (hxlpx)	poids	référence	prix HT
12 litres	400 x 300 x 325 mm	285 x 185 x 240 mm	3,5 kg	CL12	
33 litres	600 x 300 x 325 mm	485 x 285 x 240 mm	6,3 kg	CL33	

