

Bacs à glace et portoirs

idéal pour le travail sur paillasse



- 3 modèles adaptés pour recevoir 1, 2 ou 3 portoirs de microtubes
- **bacs isothermes** pour glace ou glace carbonique, fabrication en polystyrène double paroi étanche avec isolation en mousse de polystyrène expansé : conservation optimale des échantillons
- **4 rebords** facilitant les manipulations du bac, coins arrondis et surface lisse

dimensions (Lxpxh)	référence	Prix HT
244 x 165 x 80 mm	SJ2010	
253 x 240 x 80 mm	SJ2011	
424 x 253 x 80 mm	SJ2012	

Portoirs acrylique

- **portoirs en acrylique transparents**
- conviennent pour tous les bacs série SJ
- dimensions uniques (Lxlp) : 160 x 80 x 40 mm



capacité	référence	Prix HT
15 x tubes à centrifuger 15 ml (Ø 17,5 mm)	SJ2020	
8 x tubes à centrifuger 50 ml (Ø 26 mm)	SJ2021	
16 x microtubes 1,5 ml (Ø 12 mm) et 16 microt. 0,5 ml (Ø 9 mm)	SJ2022	
32 x tubes cryogéniques 2 ml (Ø 13,5 mm)	SJ2023	
32 x microtubes 1,5 ml (Ø 12 mm)	SJ2024	
40 x microtubes 0,5 ml (Ø 9 mm)	SJ2025	
2 x tubes Falcon® (Ø 52 mm) et 8 microt. 1,5 ml (Ø 11,2 mm)	SJ2026	

Bac isotherme 3,5 litres

- bac isotherme étanche avec couvercle pour glace ou glace carbonique, pour le travail à la paillasse ou le transport d'échantillons
- **excellente isolation thermique** pour une conservation longue durée : bac et couvercle fabriqués en polystyrène blanc double paroi, avec isolation de 25 mm de mousse de polystyrène expansé
- 4 orifices-support de pipettes permettent de simplifier le travail à la paillasse
- 4 rebords facilitant les manipulations du bac, coins arrondis et surface lisse



pour le stockage
longue durée de glace
ou de carboglace

référence	Prix HT
SJ2000 Bac isotherme 3,5 litres	
SJ2001 Couvercle pour bac SJ2000	

Bacs à glace économiques

ultra-légers



- **bacs isothermes avec couvercle** pour glace ou glace carbonique en polystyrène expansé
- 2 modèles standard 3,5 litres, 10 litres, et 1 modèle **renforcé** 3,5 litres
- bac interne amovible étanche avec couche de polystyrène rigide extérieure
- bacs 3,5 l (Lxlxh) : 200 x 200 x h190 mm
- bac 10 l (Lxlxh) : 300 x 300 x h275 mm

référence	Prix HT
bacs standard	
SJ2015 Bac à glace 3,5 litres standard	
SJ2016 Bac à glace 10 litres standard	
bac renforcé	
SJ2017 Bac à glace 3,5 litres renforcé	

Bac à glace 4 litres



- **excellente isolation** grâce à sa construction mousse de polymères expansée
- gamme de température de -196 à +93°C
- **incassable**, ne rouille pas, inerte à l'acétone, l'azote liquide et au sel
- livré avec couvercle
- capacité : 4 litres
- dimensions : Ø160 / 215 x h170 mm

référence	Prix HT
TB1295 Bac à glace, 4 litres	