

## Bacs à glace et portoirs idéal pour le travail sur paillasse



- 3 modèles adaptés pour recevoir 1, 2 ou 3 portoirs de microtubes
- **bacs isothermes** pour glace ou glace carbonique, fabrication en polystyrène double paroi étanche avec isolation en mousse de polystyrène expansé : conservation optimale des échantillons
- **4 rebords** facilitant les manipulations du bac, coins arrondis et surface lisse

référence	dim. (Lxpxh)	Prix HT
SJ2010	244 x 165 x 80 mm	!SJ2010
SJ2011	253 x 240 x 80 mm	!SJ2011
SJ2012	424 x 253 x 80 mm	!SJ2012

## Portoirs acrylique pour tubes et micro

- **portoirs en acrylique transparents**
- conviennent pour tous les bacs série SJ
- dimensions uniques (Lxlp) : 160 x 80 x 40 mm



capacité	référence	Prix HT
15 x tubes à centrifuger 15 ml (Ø 17,5 mm)	SJ2020	!SJ2020
8 x tubes à centrifuger 50 ml (Ø 26 mm)	SJ2021	!SJ2021
16 x microtubes 1,5 ml (Ø 12 mm) et 16 microt. 0,5 ml (Ø 9 mm)	SJ2022	!SJ2022
32 x tubes cryogéniques 2 ml (Ø 13,5 mm)	SJ2023	!SJ2023
32 x microtubes 1,5 ml (Ø 12 mm)	SJ2024	!SJ2024
40 x microtubes 0,5 ml (Ø 9 mm)	SJ2025	!SJ2025
2 x tubes Falcon (Ø 52 mm) et 8 microt. 1,5 ml (Ø 11,2 mm)	SJ2026	!SJ2026

## Bac isotherme 3,5 litres

- bac isotherme étanche avec couvercle pour glace ou glace carbonique, pour le travail à la paillasse ou le transport d'échantillons
- **excellente isolation thermique** pour une conservation longue durée : bac et couvercle fabriqués en polystyrène blanc double paroi, avec isolation de 25 mm de mousse de polystyrène expansé
- 4 orifices-support de pipettes permettent de simplifier le travail à la paillasse
- 4 rebords facilitant les manipulations du bac, coins arrondis et surface lisse



pour le stockage  
longue durée  
de glace  
ou de carboglace

référence	Prix HT
SJ2000 Bac isotherme 3,5 litres	!SJ2000
SJ2001 Couvercle pour bac SJ2000	!SJ2001

## Bacs à glace économiques

ultra-légers



- **bacs isothermes avec couvercle** pour glace ou glace carbonique en polystyrène expansé
- 2 modèles standard 3,5 litres, 10 litres, et 1 modèle **renforcé** 3,5 litres
- bac interne amovible étanche avec couche de polystyrène rigide extérieure
- bacs 3,5 l (Lxlp) : 200 x 200 x 190 mm  
bac 10 l (Lxlp) : 300 x 300 x 275 mm

référence	bacs standard	Prix HT
SJ2015	Bac à glace 3,5 litres standard	!SJ2015
SJ2016	Bac à glace 10 litres standard	!SJ2016
	<b>bac renforcé</b>	
SJ2017	Bac à glace 3,5 litres renforcé	!SJ2017

## Bac à glace 4 litres



- **excellente isolation** grâce à sa construction polyuréthane rigide
- **incassable**, ne rouille pas, inerte à l'acétone, l'azote liquide et au sel
- facilement empilable, couvercle fermé
- capacité : 4,3 litres
- dimensions : Ø187 / 229 x 150 mm

référence	Prix HT
TB1290	Bac à glace, 4 litres
	!TB1290