

Gants cryogéniques

- ▶ utilisables avec azote liquide en phase vapeur jusqu'à -190°C
- ▶ imperméables

- excellente résistance au froid, confortable, maniable et imperméable
- gant cryogénique prolongé par une manchette permettant de protéger l'avant-bras de l'utilisateur
- enveloppe externe en polyamide bleu imperméable et interne en polyester et coton combiné à un film de polyoléfin
- **applications** : atmosphère cryogénique (azote, oxygène et hélium liquide, etc.) et de congélation (congélateur, chambre froide, etc.)



référence

Prix HT

BP1360 Gant cryogénique taille femme, long. 360 mm, la paire

BP1380 Gant cryogénique, taille homme, long. 380 mm, la paire

Tablier cryogénique

- protection totale contre l'atmosphère cryogénique et les éclaboussures
- cordons ajustables au cou et à la taille
- parfaitement étanche



référence

Prix HT


BP1395 Tablier 610 x 910 mm

BP1396 Tablier 610 x 1060 mm

BP1397 Tablier 610 x 1210 mm

BP1398 Tablier 610 x 1370 mm

Rubans adhésifs multicolores haute résistance



- ▶ température d'utilisation : -70°C à $+250^{\circ}\text{C}$
- ▶ disponibles en 5 largeurs de 13 à 50 mm
- ▶ décollage sans aucune trace
- ▶ rubans adhésifs de qualité supérieure

- étiquetage, identification et protection
- disponibles en 13 coloris
- excellente adhérence sur toutes surfaces: plastique, verre, Téflon®, métal, papier, caoutchouc, surface humide, etc.
- excellente résistance au froid, à la chaleur, à l'humidité, etc.
- décollage rapide sans traces ni résidus collants
- marquage possible au crayon, au feutre ou à l'encre

description complète page #

Étiquettes cryogéniques

-90°C à $+100^{\circ}\text{C}$



- étiquettes adhésives pré-découpées pour travaux cryogéniques
- température : -90°C à $+100^{\circ}\text{C}$
- coloris : rose ou jaune
- pour étiquetteuse à jet d'encre ou laser
- livrées en rouleau d'étiquettes adhésives pré-découpées

référence

Prix HT

étiquettes pour imprimantes jet d'encre

BP1310 Étiquettes roses, 20x6 mm, le rouleau de 1000 étiquettes

BP1312 Étiquettes jaunes, 32x13 mm, le rouleau de 1000 étiquettes

étiquettes pour imprimantes laser

BP1313 Étiquettes blanches, 25x13 mm, le rouleau de 2016 étiquettes

BP1314 Étiquettes blanches, 33x13 mm, le rouleau de 1980 étiquettes

Marqueurs cryogéniques



- pour l'inscription sur les microtubes à centrifuger en polypropylène et autres surfaces lisses
- encre résistante aux solvants les plus agressifs, y compris alcool et xylène
- températures cryogéniques à $+200^{\circ}\text{C}$ environ
- encre à séchage rapide, résistante à l'autoclavage, à la cryogénie et aux bains d'huile chauffants utilisés en biologie moléculaire et cellulaire

référence

Prix HT

MQ2N noir la boîte de 10

MQ2R rouge la boîte de 10