

## Autoclave manuel ou automatique 21 litres

- utilisation très simple
- autoclave manuel ou automatique programmable

- régulateur électronique de température
- sonde de température Pt100
- purge automatique de l'air
- **soupape de sécurité, thermostat de sécurité, sécurité porte ouverte**
- **manomètre de contrôle** intégré
- boîtier et couvercle externe en acier inoxydable avec peinture époxy
- chambre de stérilisation, côté interne du couvercle et fermeture en acier inox AISI 316

### AR1241

- température réglable de amb+5°C à **135°C**
- remplissage manuel de l'eau pour la stérilisation par une vanne à l'avant de l'appareil
- minuterie réglable de **3 à 60 minutes**
- bac collecteur pour la récupération de la condensation
- autoclave avec sélecteur de stérilisation : solide ou liquide
- affichage LED de la température ou du temps restant, résolution 1°C ou 1 min
- **livré complet** avec plateaux perforés, support en acier inox, pince pour retirer le support et tube flexible avec connecteur pour vider le réservoir
- capacité : 21 litres
- dimensions chambre Ø 250 x 415 mm
- puissance : 2000 W
- dimensions (lpxh) / poids : 590 x 680 x h425 mm / 55 kg

### AR1251

- température réglable de **105 à 135°C**
- bac collecteur pour remplissage en eau et récupération de la condensation automatiquement
- minuterie réglable de **0 à 120 minutes**
- détecteurs de niveau automatique : avertissement de l'utilisateur lorsqu'il faut remplir le réservoir d'alimentation en eau ou vider celui d'eau usée
- affichage digital LCD : température, temps de stérilisation et programme sélectionné
- **autoclave programmable** : jusqu'à 5 programmes de stérilisation
- sélection des programmes : **stérilisation rapide, générale, délicate, optionnelle ou désinfection**



1



2

- interface RS232 pour connexion à une imprimante
- **système de pré-vide** : système réalisant un vide dans la chambre avant la stérilisation pour optimiser la saturation en vapeur lors du cycle de stérilisation et en fin de cycle pour optimiser le séchage
- système de pré-vide inclut un filtre bactériologique 0,2 µm sur l'entrée de l'air
- **livré complet** avec plateaux perforés, support en acier inox, pince pour retirer le support, support pour poches et tube flexible avec connecteur pour vider les réservoirs
- capacité : 21 litres
- dimensions chambre Ø 250 x 415 mm

- puissance : 2000 W
- dimensions (lpxh) / poids : 590 x 680 x h425 mm / 55 kg
- *remarque : ces autoclaves ne sont pas destinés à stériliser ou à désinfecter des dispositifs médicaux, ils ne constituent donc pas des dispositifs médicaux au sens de la directive européenne 93/42*

### référence

### Prix HT

AR1241 1 Autoclave manuel 21 litres complet **!AR1241**

AR1251 2 Autoclave automatique 21 litres complet **!AR1251**