

## Mini-incubateur ventilé

T°ambiante+5° à +60°C

pratique, compact,  
à convection forcée



## Incubette® à porte vitrée

T°ambiante+5° à +80°C

5,4 litres - 18 litres - 28 litres



- régulateur électronique de température avec affichage digital
- gamme de température : T°ambiante+5° à +60°C
- dispositif de circulation forcée par ventilateur intégré, excellente homogénéité de la température dans la chambre
- température réglable par pas de 1°C
- exactitude : ±0,2°C
- boîtier robuste en acier
- couvercle panoramique entièrement transparent
- capacité : 12 litres
- charge maximum : 5 kg
- puissance : 300 W
- alimentation : 230 V
- dimensions (lpxh) :  
internes : 230 x 310 x 170 mm  
externes : 280 x 510 x 280 mm / 9,9 kg

- régulateur électronique de température type PID avec sonde Pt100
- température réglable : de T°ambiante+5°C à +80°C
- affichage digital de la température
- stabilité : ±0,5°C
- homogénéité : ±0,5 °C
- sécurité de température classe 3.1
- porte vitrée
- construction en acier inoxydable recouvert de peinture époxy résistante aux acides
- 1 passage de câble de Ø10 mm sur le dessus de l'appareil

- une ouverture de Ø 45 mm à l'arrière pour l'extraction des fumées avec ouverture / fermeture contrôlée par une manette à l'avant de l'appareil
- chambre intérieure en aluminium anodisé avec 2 plateaux aluminium
- circulation d'air par convection naturelle
- protection IP32
- alimentation : 230 V / 50 - 60 Hz

**référence** **Prix HT**  
GF4010 Mini-incubateur avec couvercle panoramique

capacité	5,4 litres	18 litres	28 litres
température	T°ambiante+5° à +80°C	T°ambiante+5° à +80°C	T°ambiante+5° à +80°C
dim. cuves (lpxh)	190 x 150 x h190 mm	300 x 300 x h200 mm	400 x 250 x h300 mm
nb. plateaux max.	4 plateaux max.	5 plateaux max.	5 plateaux max.
charge max. par plateau	10 kg	10 kg	10 kg
charge max. totale	20 kg	20 kg	20 kg
puissance chauffe	120 W	360 W	420 W
dim. ext. (lpxh)	380 x 240 x h300 mm	500 x 390 x h320 mm	680 x 360 x h440 mm
poids	10 kg	15 kg	24,5 kg
Incubette®	INCUBETTE120	INCUBETTE121	INCUBETTE122
plateau supplémentaire	ECPL054	ECPL018	ECPL028