

# Incubateurs

**e** e-code :  
INCUBETTE140



- régulateur électronique de température type PID avec sonde PT100
- température réglable : de ambiante+5°C à +80°C
- affichage digital de la température
- **minuterie** réglable de 0 à 120 heures ou infini
- 1 passage de câble de Ø10 mm sur le dessus de l'appareil
- une ouverture de Ø 45 mm à l'arrière pour l'extraction des fumées avec ouverture / fermeture contrôlée par une manette à l'avant de l'appareil
- **option interface RS232** : contrôle (4 programmes de 8 segments) et suivi des températures de l'incubateur
- options tables de support voir page ci-dessous
- **sécurité** de température classe 3.1
- porte vitrée interne
- caisson intérieur en acier inox
- construction en acier inoxydable recouvert de peinture époxy résistante aux acides
- 2 plateaux en acier inoxydable inclus
- circulation d'air **par convection naturelle**
- protection IP40
- alimentation : 230 V / 50 - 60 Hz

capacité	52 litres	80 litres	120 litres	240 litres
température	amb.+5°C à +80°C	amb.+5°C à +80°C	amb.+5°C à +80°C	amb.+5°C à +80°C
homog. à +37°C	±0,4 °C	±0,4°C	±0,8°C	±0,8°C
dim. int. (lxpxh)	390 x 350 x h390 mm	450 x 400 x h450 mm	500 x 470 x h520 mm	600 x 500 x h800 mm
nb. plateaux livrés	2 plateaux	2 plateaux	2 plateaux	2 plateaux
nb. plateaux max.	6 plateaux	7 plateaux	8 plateaux	12 plateaux
charge max. / plat.	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
charge max. totale	50 kg	75 kg	100 kg	120 kg
puissance chauffe	300 W	350 W	400 W	650 W
dim. ext. (lxpxh)	705 x 570 x 610 mm	775 x 610 x 675 mm	825 x 680 x 740 mm	925 x 710 x 1030 mm
pois	55 kg	60 kg	68 kg	80 kg
référence	INCUBETTE140	INCUBETTE141	INCUBETTE142	INCUBETTE143
Prix HT				
<b>options</b>				
plateau suppl.	ECPL052	ECPL080	ECPL120	ECPL240
option int. RS232	ECPR052	ECPR080	ECPR120	ECPR240

## Options pour incubateurs et étuves de 52 à 400 litres



- table en acier inoxydable recouverte de peinture époxy (livrée démontée)
- dimensions modèle étuves 52-80 litres (lxpxh) : 800 x 650 x 850 mm
- dimensions modèle étuves 80-120 litres (lxpxh) : 900 x 750 x 800 mm

référence	Prix HT
ECPT01 Table acier inox. pour modèle 52 ou 80 litres	
ECPT02 Table acier inox. pour modèle 80 ou 120 litres	



- table en aluminium anodisé
- dimensions modèle étuves 52-80 litres (lxpxh) : 800 x 650 x 850 mm
- dimensions modèle étuves 80-120 litres (lxpxh) : 900 x 750 x 800 mm

référence	Prix HT
ECPT03 Table aluminium anodisé pour modèle 52 ou 80 litres	
ECPT04 Table aluminium anodisé pour modèle 80 ou 120 litres	



- table roulante en acier inoxydable recouverte de peinture époxy
- roulettes Ø 150 mm
- dimensions modèle étuves 240-400 litres (lxpxh) : 1100 x 800 x 500 mm

référence	Prix HT
ECPT05 Table roulante en acier inox. pour modèle 240 ou 400 litres	