

Étuves +300°C

convection naturelle
ou forcée



- caisson intérieur en acier inoxydable
- régulateur électronique de température type PID avec sonde Pt100
- température réglable : de ambiante+5°C à +300°C
- affichage digital de la température
- minuterie réglable de 0 à 120 min ou infini
- sécurité de température classe 3.1 : en cas de dépassement de la température de consigne, un circuit de sécurité prend en charge la régulation sans aucune coupure
- construction totalement en acier inoxydable recouvert de peinture époxy résistante aux acides
- 2 passages de câble de Ø40 mm (au-dessus et à l'arrière)
- 2 plateaux en acier inoxydable inclus
- circulation d'air par **convection naturelle ou forcée**
- protection IP42
- alimentation : 230 V / 50 - 60 Hz

e-code :
ECN1052

capacité utile	52 litres	80 litres	120 litres	240 litres	400 litres
dimensions internes (lxpxh) mm	390 x 350 x h390 mm	450 x 400 x h450 mm	500 x 470 x h520 mm	600 x 500 x h800 mm	700 x 580 x h1000 mm
dimensions externes (lxpxh) mm	705 x 570 x h610 mm	775 x 610 x h675 mm	825 x 685 x h740 mm	925 x 710 x h1030 mm	1025 x 790 x h1230 mm
nombre de plateaux livrés / max.	2 / 6	2 / 7	2 / 8	2 / 12	2 / 15
charge max. par plateau / totale	20 kg / 50 kg	20 kg / 75 kg	20 kg / 100 kg	20 kg / 120 kg	20 kg / 120 kg

étuves à convection naturelle

température	amb.+5 à +300°C	amb.+5 à +300°C	amb.+5 à +300°C	amb.+5 à +300°C	amb.+5 à +300°C
exactitude à +70 / +150 / +300°C	±1,5°C / ±2,5°C / ±3,0°C	±1,5°C / ±2,5°C / ±3,0°C	±2,0°C / ±3,0°C / ±3,5°C	±2,5°C / ±3,5°C / ±3,5°C	±3,0°C / ±3,5°C / ±4,0°C
homogé. à +70 / +150 / +300°C	±1,5°C / ±2,5°C / ±3,0°C	±1,5°C / ±2,5°C / ±3,0°C	±2,0°C / ±3,0°C / ±3,5°C	±2,5°C / ±3,5°C / ±3,5°C	±3,0°C / ±3,5°C / ±4,0°C
poids total à vide	55 kg	60 kg	68 kg	80 kg	100 kg
puissance max. / alimentation	1200 W / 230 V	1400 W / 230 V	1600 W / 230 V	2600 W / 230 V	3400 W / 230 V
référence	ECN1052	ECN1080	ECN1120	ECN1240	ECN1400
Prix HT					

étuves ventilées

température	amb.+5 à +300°C	amb.+5 à +300°C	amb.+5 à +300°C	amb.+5 à +300°C	amb.+5 à +300°C
exactitude à +70 / +150 / +300°C	±1,0°C / ±1,5°C / ±2,0°C	±1,0°C / ±1,5°C / ±2,0°C	±1,0°C / ±1,5°C / ±2,5°C	±1,5°C / ±2,0°C / ±2,5°C	±1,5°C / ±2,0°C / ±3,0°C
homogé. à +70 / +150 / +300°C	±1,0°C / ±1,5°C / ±2,0°C	±1,0°C / ±1,5°C / ±2,0°C	±1,0°C / ±1,5°C / ±2,5°C	±1,5°C / ±2,0°C / ±2,5°C	±1,5°C / ±2,0°C / ±3,0°C
poids total à vide	55 kg	60 kg	68 kg	80 kg	100 kg
puissance max. / alimentation	1200 W / 230 V	1400 W / 230 V	1600 W / 230 V	2600 W / 230 V	3400 W / 230 V
référence	ECF1052	ECF1080	ECF1120	ECF1240	ECF1400
Prix HT					

plateau supplémentaire

plateau supplémentaire	ECPL052	ECPL080	ECPL120	ECPL240	ECPL400