

Options et accessoires pour incubateurs réfrigérés Binder® gammes KB - KBW - KBF - KBWF



Sécurité

- 1 sécurité du clavier : permet d'éviter un dérèglement intempestif des paramètres de programmation

Dispositifs d'installation et serrures

- 2 jeu de 4 cales pour superposer deux étuves
3 serrure de porte

Prises, éclairage interne

- 4 prise 230 V interne
5 éclairage interne simple, puissance 15 W ou 30 W suivant modèle (ne pas confondre avec l'illumination des étuves illuminées KBF, KBW, KBWF)

Interfaces, convertisseurs, sortie enregistreur

- 8 module équipé de 2 relais (contacts secs) programmables par le programmeur de température, sortie prise DIN 6 pôles
9 interface Ethernet : permet la connexion de l'étuve en réseau local Ethernet
10 interface RS422 : permet la connexion de l'étuve à un ordinateur en transformant la sortie ethernet de l'étuve en RS422

- 11 module équipé d'un relais (contacts secs) programmable par le programmeur de température et d'humidité, avec alarme sonore, sortie prise DIN 6 pôles

Capteurs de température

- 12 sonde de température Pt100 mobile avec câble souple placée à l'intérieur du caisson, report de connexion à l'arrière de l'étuve par prise Lemo, pour mesure de la température effective directement dans un échantillon placé à l'intérieur du caisson

accessoires et options	rep.	KB	KBF	KBW	KBWF	réf.	Prix HT
accessoires et options pour étuves 20 litres							
module 2 contacts secs	8	•				BV511	
serrure de porte	3	•				KB23S	
accessoires et options pour étuves 53 litres							
jeu de 4 cales	2	•				BV301	
Pt100 mobile	12	•				BV603	
prise interne 230 V	4	•				BV401	
éclairage intérieur 15 W	6	•				KB53L	
module 2 contacts secs	10	•				BV511	
serrure de porte	3	•				KB53S	
accessoires et options pour étuves 115 litres							
jeu de 4 cales	2	•				BV301	
Pt100 mobile	12	•				BV603	
Pt100 mobile	12	•	•			BV607	
prise interne 230 V	4	•	•			BV401	
éclairage intérieur 15 W	6	•	•			KB115L	
module 2 contacts secs	8	•	•			BV511	
relais alarme °C / HR	11	•	•			BV517	
interface RS422	10	•	•			BV805	
sécurité clavier	1	•	•			BV806	
serrure de porte	3	•	•			KB115S	
accessoires et options pour étuves 240 litres							
Pt100 mobile	12	•	•	•		BV607	
prise interne 230 V	4	•	•	•		BV403	
éclairage intérieur 15 W	6	•	•			KB240L	
module 2 contacts secs	8	•	•			BV522	
module 2 contacts secs	8	•	•			BV512	
relais alarme °C / HR	11	•	•	•		BV519	
interface RS422	10	•	•			BV805	
interface ethernet	9	•	•	•		BV800	
sécurité clavier	1	•	•			BV806	
serrure de porte	3	•	•	•		KB241S	
accessoires et options pour étuves 400 litres							
Pt100 mobile	12	•	•	•		BV607	
prise interne 230 V	4	•	•	•		BV403	
module 2 contacts secs	8	•	•			BV522	
interface ethernet	9	•	•	•		BV800	
serrure de porte	3	•	•	•		KB241S	
accessoires et options pour étuves 720 litres							
Pt100 mobile	12	•	•	•	•	BV607	
prise interne 230 V	4	•	•	•		BV404	
éclairage intérieur 30 W	6	•	•			KBF720L	
module 2 contacts secs	8	•	•			BV523	
module 2 contacts secs	8	•	•			BV524	
relais alarme °C / HR	11	•	•	•		BV525	
interface ethernet	9	•	•	•		BV800	
sécurité clavier	1	•	•			BV806	
serrure de porte	3	•	•	•		KB730S	

Passage de câble

- 13 passages de câble munis d'un obturateur en silicone, 4 diamètres disponibles, 4 positions d'installation possibles

passages de câble	rep.	KB	KBF	KBW	KBWF	réf.	Prix HT
passages de câbles pour étuves 20, 53 et 115 litres							
Ø 10 mm haut	13	•				KB10H	
Ø 10 mm droite	13	•				KB10D	
Ø 10 mm gauche	13	•				KB10G	
Ø 10 mm arrière	13	•				KB10A	
Ø 30 mm haut	13	•	•			KB29H	
Ø 30 mm droite	13	•	•			KB29D	
Ø 30 mm gauche	13	•	•			KB29G	
Ø 30 mm arrière	13	•	•			KB29A	
Ø 50 mm haut	13	•	•			KB50H	
Ø 50 mm droite	13	•	•			KB51D	
Ø 50 mm gauche	13	•	•			KB51G	
Ø 50 mm arrière	13	•	•			KB50A	
Ø 100 mm haut (1)	13	•	•			KB100H	
passages de câbles pour étuves 240 litres							
Ø 30 mm haut	13	•	•	•		KB30H	
Ø 30 mm droite	13	•	•	•		KB30D	
Ø 30 mm gauche	13	•	•	•		KB30G	
Ø 50 mm haut	13	•	•	•		KB51H	
Ø 50 mm droite	13	•	•	•		KB51D	
Ø 50 mm gauche	13	•	•	•		KB51G	
Ø 100 mm haut	13	•	•	•		KB101H	
passages de câbles pour étuves 400 et 720 litres							
Ø 30 mm haut	13	•	•	•	•	KB29H	
Ø 30 mm droite	13	•	•	•	•	KB29D	
Ø 30 mm gauche	13	•	•	•	•	KB29G	
Ø 50 mm haut	13	•	•	•	•	KB50H	
Ø 50 mm droite	13	•	•	•	•	KB52D	
Ø 50 mm gauche	13	•	•	•	•	KB52G	
Ø 100 mm haut	13	•	•	•	•	KB100H	

(1) sauf KB23