


# Incubateurs à hybridation

- agitateur rotatif 12 ou 24 tubes
- table basculante intégrée (BFED)
- double usage : incubateur à hybridation et étuve +100,0°C
- régulateur électronique de température avec affichage digital, résolution 0,1°C
- sécurité de température classe 3.1 : en cas de dépassement de la température de sécurité (réglable), un circuit de sécurité prend en charge la régulation, sans coupure
- cheminée d'évacuation Ø 50 mm, avec clapet d'aération réglable
- **agitateur rotatif pour** 12 tubes en verre Ø 40 x 290 mm ou 24 tubes en verre Ø 40 x 150 mm (les tubes peuvent être inclinés afin de réaliser une économie de solution d'hybridation)
- vitesse stable : 6 tr/min
- porte intérieure vitrée
- plateau inférieure étanche : bac de rétention en cas de renversement accidentel de liquide dans l'incubateur
- température : ambiante+5°C à +99,9°C
- homogénéité à 37°C ±0,5°C et à 50°C ±1,5°C
- dimensions (l x p x h)
  - internes : 400 x 330 x 400 mm
  - externes : 659 x 575\* x 662 / 45 kg
  - \*ajouter 85 mm pour tenir compte de la poignée
- plateaux : 4 plateaux maximum, 15 kg max. par plateau, 40 kg max. au total
- puissance de chauffe : 400 W



**BFD53**  
incubateur à hybridation standard

- minuterie 0 à 24 heures

**BFED53**  
incubateur à hybridation avec plate-forme basculante et interface RS232C

- **plate-forme basculante** (350 x 295 mm) pour 12 ou 24 tubes en verre
- programmateur horaire digital multifonctions 0 à 99 h 59 min : démarrage différé, arrêt différé et arrêt du cycle en fonction de la température
- puissance de chauffe réglable, rampe de montée en température réglable
- arrêt automatique de l'agitateur rotatif ou de la table basculante lors de l'ouverture de la porte de l'incubateur
- interface RS232 pour imprimante (avec intervalle d'impression réglable) ou pour l'utilisation du logiciel de surveillance et de programmation : sur demande

incubateur à hybridation avec un plateau chromé

**BFD53** Incubateur à hybridation pour 12 ou 24 tubes

**BFED53** Incubateur à hybridation pour 12 ou 24 tubes, avec table basculante et interface RS232C

### accessoires

**BW2012** Plateau chromé

**BW2017** Serrure de porte

**BW2015** Tube à hybridation Ø 40 x 290 mm

**BW2018** Sortie enregistreur

**BV301** Jeu de 4 câbles de superposition

**EPRT200** Imprimante alphanumérique RS232

**supports à roulettes pour étuves :**  
voir page 558

## Supports tout inox pour étuves et incubateurs

*idéal pour l'installation et le déplacement des étuves et des incubateurs*



- supports à roulettes pour étuves et incubateurs à l'exception des modèles 720 litres
- facilite le déplacement et la manipulation des étuves et incubateurs
- **support en acier inoxydable** avec dispositif de blocage des roulettes
- **4 modèles à hauteur à la demande** : préciser la hauteur souhaitée à la commande

référence	dim. (l x p x h)	étuves	Prix HT
BR9051	700 x 640 x H mm	53 l	
BR9052	900 x 710 x H mm	115 l	
BR9053	1100 x 810 x H mm	240 l	
BR9054	1300 x 930 x H mm	400 l	