


# Enregistreurs plats 1 voie ou 2 voies

- design ergonomique
- largeurs 120, 200 ou 250 mm
- relevage électrique des plumes

- appareils compacts et performants
- **16 vitesses papier** :  
0,1 à 20 mm/min ou mm/s
- entrée de mesure asymétrique
- zéro réglable sur largeur totale  $\pm 200\%$
- dilatation d'échelle réglable 100 à 250%
- relevage électrique des plumes
- exactitude :  $\pm 0,35\%$  /  $\pm 10 \mu V$
- linéarité  $\pm 0,25\%$ , reproductibilité :  $\pm 0,25\%$
- temps de réponse 120 ms - vitesse 1 m/s
- impédance d'entrée (tension continue) :  
>30 Mohm (mV) - 2 Mohm (V) - <1 ohm (mA)
- dérive en température :  
0,1  $\mu V/^{\circ}C$  (mV) - 10  $\mu V/^{\circ}C$  (V)
- dérive à long terme : 1  $\mu V$ /mois
- bande passante : 3,6 Hz sinus à -3 dB

## Caractéristiques générales

- alimentation 115 à 230 V - 20 W
- dimensions (lxpxh) :  
largeur 120 mm : 261x350x127 mm / 3 kg  
largeur 200 mm : 340x350x127 mm / 3 kg  
largeur 250 mm : 390x350x127 mm / 3 kg



enregistreurs, largeur	120 mm	200 mm	250 mm
1 voie - économique	L1201E	L2001E	L2501E
2 voies - économique	L1202E	L2002E	L2502E
<b>accessoires</b>			
papier enreg. roul. 16 m	L3110	L3120	L3130
plumes vertes, les 5	L3005	L3005	L3005
plumes rouges, les 5	L3015	L3015	L3015