


Stéréomicroscope zoom modulaire

- système modulaire avec choix d'une tête et d'un statif
- idéal pour l'enseignement, grandes distances de travail



1 + 2 + 4 + 5
+ éclairage lumière froide (page 38)

Têtes stéréomicroscopiques

- tête binoculaire ou trinoculaire inclinée à 45° et rotative sur 360°
- paire d'oculaires grand champ (WF) 10x / 20 avec œilletons montés sur tube Ø 30,5 mm
- objectif zoom standard 0,65x à 4,5x
- grossissement total 6,5x à 45x
- réglage interpupillaire 50 à 80 mm
- champ de vision : 31 - 4,4 mm
- correction de dioptrie
- livré avec housse de protection
- tête trinoculaire avec troisième tube équipé d'une monture C et un adaptateur pour tube de Ø 23,2 mm (pour MINICAM ou DIGI)

Statifs à bras orientable

- bras orientable
- observation objet à très grande distance jusqu'à 300 mm

- XE4330 2 : fixation par pied statif lourd carré 255 x 255 mm, hauteur 500 mm, distance axe optique colonne verticale 600 mm, distance de travail 500 mm, dim. 255 x 255 x 500 mm, poids 18 kg
- XE4340 : fixation sur tablette avec pince de fixation épaisseur max. 65 mm, hauteur 500 mm, distance axe optique colonne verticale 600 mm, distance de travail 500 mm, dim. Ø 38 x h 500 mm, poids 18 kg
- disque porte-objet blanc / noir pour statif Ø 94 mm

Éclairage annulaire en option

- lampe fluo. 10 W avec filtre diffus dépoli blanc à fixer sur l'objectif
- transformateur 230 V intégré
- durée de vie 5000 heures, non remplaçable

Tables de positionnement en option

- table de positionnement à mouvements orthogonaux sur roulements à billes, dimensions 390 x 390 mm, translation : 360 x 260 mm
- table de positionnement ronde orientable dans toutes les directions Ø 200 mm



grossissement max.	zoom	oculaires (WF) grand champ	inclinaison de la tête	rotation de la tête	binoculaire référence	Prix HT	trinoculaire référence	Prix HT
têtes stéréomicroscopiques								
45x	0,65x à 4,5x	10x (20 mm)	45°	360°	XE4301		XE4311 1	
statifs et accessoires								
Statif sur socle avec bras orientable							XE4330 2	
Statif-pince sur table avec bras orientable							XE4340 3	
Disque porte-objet 94 mm							XE4350	
Éclairage annulaire fluorescent							XE4031 4	
Table de positionnement à mouvements orthogonaux sur roulements à billes							XE4341 5	
Table de positionnement ronde Ø 200 mm							XE4342 6	