

Microscopes découverte 20x, 30x ou 40x



- observation de petits animaux et de plantes pour la découverte du microscope
- tube monoculaire rotatif sur 360°
- oculaires grand champ WF 10x/18 pour le XE7020, WF 15x/12 pour le XE7030 ou WF 20x/10 pour le XE7040
- oculaire indémontable sans outil (fixé par une vis), tube de Ø 23,2 mm
- objectifs 2x
- mise au point par vis sur le côté
- porte-objet blanc avec 2 valets
- utilisable en extérieur
- sans éclairage
- livré complet avec housse de protection en coffret polystyrène

référence	Prix HT
XE7020 Microscope découverte 20x	
XE7030 Microscope découverte 30x	
XE7040 Microscope découverte 40x	

Microscope de mesure portable 100x



- microscope portable pour mesure
- tête monoculaire verticale
- oculaire micrométrique WF10x / 17, avec divisions à 0,1 mm
- objectif achromatique 10x
- mise au point par boutons sur le statif
- éclairage d'appoint à pile

référence	Prix HT
XE5400 Microscope portable 100x monoculaire pour mesure	

Microscope de mesure zoom 7x à 45x



- microscope de paillasse pour mesure
- tête monoculaire verticale
- oculaire micrométrique WF10x / 18, avec divisions à 0,1 mm
- objectif zoom achromatique 0,7 à 4,5x
- grossissement total 7x à 45x
- mise au point par boutons sur le statif
- distance de travail : 90 mm
- 2 éclairages halogènes par incidence et/ou transparence 12V / 10 W, intensités réglables séparément

référence	Prix HT
XE5410 Microscope de paillasse monoculaire pour mesure	

Microscopes découverte éclairage par lumière naturelle avec miroir

- tube monoculaire 160 mm
- revolver 3 objectifs achromatiques
- oculaire indémontable sans outil (fixé par une vis), tube de Ø 23,2 mm
- mise au point : réglage fin par vis macro-métrique et micrométrique accessibles des deux côtés du statif
- diaphragme à iris monté sous la platine
- **miroir plan / concave orientable** : utilisation sur le terrain avec lumière du jour
- statif pliant : permet à l'oculaire d'être toujours à la hauteur souhaitée
- platine à 2 valets : 120 x 115 mm
- **butée de sécurité** pour protection des objectifs et des préparations
- complet avec housse de protection et coffret en polystyrène

grossis. max.	oculaires (WF) grand champ	objectifs achromatiques	condenseur	éclairage	platine	monoculaire réf	Prix HT
600x	5x - 10x - 15x	4x - 10x - 40x	fixe ON 0,65	miroir	2 valets	XE1400	
400x	10x	4x - 10x - 40x	fixe ON 0,65	miroir	2 valets	XE1420	
900x	5x - 10x - 15x	4x - 10x - 60x	Abbe ON 1,25	miroir	2 valets	XE1440	
accessoires							
Surplatine XY 50 x 25 mm, boutons de commande horizontaux						XE1002	

