


Hottes Zéphir

- hottes ouvertes à côtés pleins, à poser sur paillasse (ouverture hauteur 900 mm)
- montants mélaminés hydrofuges
- éclairage intérieur IP65
- extraction directe par le haut

accessoires

- ventilateur en terrasse pour hottes hauteur 1500 mm
- ventilateur en caisson ou en terrasse pour hottes hauteur 1800 mm
- commande et protection thermique du ventilateur
- éclairage ADF en option

dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
hauteur sous plafond minimum 2400 mm		
1200 x p750 x h1500 mm	KL8672	
1500 x p750 x h1500 mm	KL8682	
hauteur sous plafond minimum 2700 mm		
1200 x p750 x h1800 mm	KL8772	
1500 x p750 x h1800 mm	KL8782	



Hottes filtrantes pour produits toxiques

- hottes ouvertes à côtés pleins, à poser sur paillasse
- partie supérieure en acier recouverte de peinture époxy
- partie inférieure transparente en polyméthacrylate de méthyle
- extraction par ventilateur résistant aux produits corrosifs, IP44, 200 m³/h, 230 V, 50 Hz, 31 W

accessoires

- filtre au charbon actif pour acides à installer dans le porte-filtre dans la hotte
- chariot à roulettes hauteur 900 mm, 4 roulettes dont 2 avec freins
- bac de rétention en acier inoxydable capacité 9 litres (LMH601) ou 16 litres (LMH1201)



1 + 2 + 3



1 + 2 + 3 + 4

	hotte largeur 600 mm	hotte largeur 1200 mm
dimensions internes (lxpxh)	550 x p550 x h500 mm	1150 x p550 x h500 mm
dimensions externes (lxpxh)	600 x p600 x h800 mm	1200 x p600 x h800 mm
ouverture de manipulation (lxh)	400 x h500 mm	850 x h500 mm
poids	35 kg	45 kg
hotte filtrante	LMH600 1 1985,00 €	LMH1200 2460,00 €
accessoires		
bac de rétention	LMH601 2 185,00 €	LMH1201 235,00 €
filtre charbon actif	LMH602 3 158,00 €	LMH1202 185,00 €
chariot à roulettes	LMH603 4 550,00 €	LMH1203 660,00 €