

## Bains-marie de précision +99,9°C

- ▶ capacités de 6 à 21 litres
- ▶ bains-marie digitaux
- ▶ avec triple isolation
- ▶ thermostat de surchauffe



- cuve en **acier inoxydable**
- construction extérieure en acier inoxydable recouvert de peinture époxy
- panneau de commande frontal protégé d'éventuels débordements
- voyant lumineux de chauffe
- affichage digital de la température et de la minuterie
- minuterie réglable de 1 min à 100 heures ou fonctionnement continu
- départ différé réglable de 1 min à 99h59 min
- régulateur électronique de température avec capteur de température Pt100
- affichage digital, résolution 1°C / 1 min
- robinet de vidange incorporé sur le côté
- pieds à hauteur réglable
- **triple isolation** : excellente stabilité et homogénéité de température
- alarme de dysfonctionnement et de surchauffe
- alarme sonore de fin de cycle
- gamme de température ambiante +5°C à +99,9°C
- thermostat de sécurité réglable à l'arrière de la cuve avec alarme visuelle et sonore de température
- livré avec plaque de fond de cuve hauteur 13 mm

### Options et accessoires

- couvercle **forme toit** en acier inoxydable ou plexiglas (température max. +60°C)
- couvercles à **trous** Ø 95 mm
- portoirs pour tubes (largeur 70 mm)

portoirs	réf.	Prix HT
<b>portoirs de tubes</b>		
52 tubes Ø 13 mm	A08051	
30 tubes Ø 16 mm	A08050	
27 tubes Ø 18 mm	A08021	
12 tubes Ø 30 mm	A08049	

capacité	6 litres	9,5 litres	21 litres
<b>volume utile</b>	4 litres	7 litres	15 litres
<b>dim. int. du bain (lxpxh)</b>	150 x 300 x h150 mm	240 x 300 x h150 mm	500 x 300 x h150 mm
<b>dim. ext. (lxpxh)</b>	240 x 400 x h275 mm	325 x 400 x h275 mm	595 x 400 x h275 mm
<b>stabilité à +37°C</b>	± 0,2°C	± 0,2°C	± 0,2°C
<b>homogénéité</b>	± 0,1°C	± 0,1°C	± 0,1°C
<b>résolution affichage digital</b>	0,1°C / 1 min	0,1°C / 1 min	0,1°C / 1 min
<b>puissance</b>	600 W	800 W	1600 W
<b>poids</b>	8 kg	10 kg	13 kg
<b>bains - cuve inox - boîtier acier peint</b>			
<b>Prix HT</b>	NB500	NB900	NB2000
<b>couvercles</b>			
<b>couvercle toit en acier inox.</b>	NB510	NB910	NB2010
<b>couvercle toit en plexiglas</b>	NB511	NB911	NB2011
<b>couvercles à 4 trous</b>	-	NB912	NB2012
<b>couvercles à 6 trous</b>	-	-	-NB2013
<b>couvercles à 8 trous</b>	-	-	-NB2014