

Bain-marie à agitation 20 litres

- ▶ capacités de 30 litres
- ▶ bains-marie digital
- ▶ agitation réglable



- cuve en **acier inoxydable**
- construction extérieure en acier inoxydable recouvert de peinture époxy
- panneau de commande frontal protégé d'éventuels débordements
- voyants lumineux de chauffe
- affichage digital de la température et de la minuterie
- minuterie réglable de 1 min à 100 heures ou fonctionnement continu
- régulateur électronique de température avec capteur de température Pt100
- affichage digital, résolution 1°C / 1 min
- robinet de vidange incorporé sur le côté
- pieds à hauteur réglable
- alarme visuelle de dysfonctionnement et de surchauffe (température limite réglée en usine)
- gamme de température de ambiante+5°C à +80°C
- agitation contrôlé par système opto-électrique, mouvement va et vient
- vitesse d'agitation réglable de 50 à 250 osc/min par un potentiomètre sur l'avant de l'appareil
- dimensions plate-forme d'agitation : 350 x 225 x h130 mm

Options et accessoires

- couvercle **forme toit** en acier inoxydable ou plexiglas (température max. +60°C)
- programmeur : 9 programmes de 9 segments
- interface RS232 pour exportation des données (tableau ou graphique) et contrôle de l'appareil via un ordinateur, livré avec câble RS232 de 5 mètres et logiciel
- portoirs pour tubes (largeur 70 mm) et pour erlenmeyers

capacité brute	30 litres
capacité utile	13 litres
température	amb.+5°C à +80°C
stabilité	± 0,5°C
homogénéité	± 0,2°C
vitesse	50 à 250 osc/min
amplitude osc.	20 mm
dim. int. (lxpxh)	500 x 300 x h200 mm
puissance	1650 W
dim. ext. (lxpxh)	710 x 330 x h330 mm
poids	17 kg

bains à agitation giratoire

bain avec plate-forme	ST402
portoirs de tubes	
52 tubes Ø 13 mm	ST410
30 tubes Ø 16 mm	ST411
27 tubes Ø 18 mm	ST412
12 tubes Ø 30 mm	ST413

portoirs pour Erlen

12 erlens de 100 ml	ST420
6 erlens de 250 ml	ST421
4 erlens de 500 ml	ST422
2 erlens de 1000 ml	ST423

accessoires

couvercle acier inox.	ST430
couvercle plexi	ST431
programmeur	ST402P
interface RS232 + logiciel	ST402R