

Papiers-filtres pour sucreries

papiers-filtres rapides et lisses
épaisseur : 160 mm, vitesse : 95 s

référence	Ø disque	Prix HT
disques plissés, les 1000		
WN1210	Ø 185 mm	
WN1211	Ø 200 mm	

- pour épurer :
 - les extraits de pulpes sèches clarifiées
 - les jus de betteraves après addition d'acétate de plomb, en vue de déterminer la teneur en sucre par polarimétrie
- type 3459 : spécialement conçu pour les installations Venema (procédé à l'acétate de plomb)

papiers-filtres vitesse moyenne
épaisseur : 140 mm, vitesse : 150 s

référence	Ø disque	Prix HT
disques lisses, les 1000		
WN1213	Ø 200 mm	
WN1214	Ø 250 mm	

