

Distributeur de paraffine LMR®

avec robinet anti-goutte



- pour paraffine, Histomed® ou tout autre milieu pour inclusion des tissus
- thermostat réglable de 40 à 75°C ±0,2°C: permet de disposer à tout moment de paraffine ou d'Histomed® fondu à la température correcte
- robinet anti-goutte avec système de blocage en position ouverte pour une distribution en continu de paraffine
- intérieur en aluminium : excellente diffusion de la température dans tout le réservoir pour une température homogène
- équipé d'un filtre interchangeable permettant l'élimination d'éventuelles particules à l'intérieur de la cuve ou dans la paraffine
- extérieur en acier inoxydable
- montée en température très rapide
- intérieur en aluminium
- température réglable de 40 à 75°C ±0,2°C
- puissance : 250 W
- capacité : 5 litres
- dimensions externes : Ø 215 x 410 mm
- poids : 3,7 kg

réf. **Prix HT**
DP Distributeur de paraffine

Bain-marie spécial LMR®

pour l'élimination des plissures et des bulles dans les coupes histologiques



- intérieur de la cuve noir mat facilitant l'inspection des coupes (blanc sur fond noir)
- capacité : 1,5 litre
- élément chauffant 250 W
- température réglable jusqu'à 90°C (± 1,5°C)
- protection Ip64
- dim. int. : Ø 200 x h 60 mm
- dim. ext. : Ø 330 x h 95 mm / 1,5 kg
- couvercle en option

réf. **Prix HT**
BMSB Bain-marie spécial
BMSPC Couvercle BMSB

Moules d'inclusion en acier inox


recouverts de Téflon®



- moules d'inclusion en acier inoxydable recouverts de Téflon® : **les blocs de paraffine n'adhèrent pas au moule et sont ainsi facilement retirés**
- moules conçus pour les cassettes standard 40 x 23 mm

réf.	dimensions Lxlxp	Prix HT
M77	7 x 7 x 5 mm	les 5
M1515	15 x 15 x 5 mm	les 12
M2424	24 x 24 x 5 mm	les 5
M3024	30 x 24 x 9 mm	les 5
M3724	37 x 24 x 9 mm	les 5


Cassettes d'inclusion



- **finition parfaite**
- utilisation du même conteneur pendant tout le processus de la préparation initiale jusqu'à l'archivage
- couvercle jetable équipé d'un ergot facilitant l'ouverture de la cassette
- fermeture du couvercle parfaitement efficace grâce à un clip
- bande de marquage à l'avant de la cassette
- excellente résistance aux solvants et aux décalçifiants

référence	couleur	Prix HT
		Les 250
LX53101	blanc	
LX53102	jaune	
LX53103	vert	
LX53104	rose	
LX53105	bleu	

Anneaux d'inclusion



- permettent de réaliser des petits **blocs de paraffine compacts et uniformes** qui résistent parfaitement à la pression du microtome
- bande de marquage pour une identification parfaite
- dimensions : 23 x 23 mm

référence	couleur	Prix HT
		les 250
LX53301	blanc	
LX53302	jaune	
LX53303	vert	
LX53304	rose	
LX53305	bleu	