

# Brûleurs avec cartouche individuelle

1 cartouche pour trois brûleurs

Plus aucun tuyau encombrant les paillasses et les hottes



## Cartouche et brûleur

- cartouche de 400 ml d'un mélange de propane et de butane avec valve de sécurité, capacité : 3 heures (fournie)
- brûleur avec robinet à vis, régulateur d'air, résiste à 1400°C

## Brûleur sécurisé

- cartouche de 400 ml d'un mélange de propane et de butane avec valve de sécurité, capacité : 3 heures (en option)
- brûleur avec robinet à vis, régulateur d'air, résiste à 1400°C
- brûleur sécurisé avec capteur de température pour couper l'arrivée de gaz : en cas d'extinction de la flamme la température diminue et déclenche la coupure de gaz

## Brûleur horizontal haute performance

- cartouche de 400 ml d'un mélange de propane et de butane avec valve de sécurité, capacité : 3 heures (en option)
- brûleur haute performance flamme horizontale avec allumage électronique
- brûleur avec robinet à vis, régulateur d'air, résiste à 1550°C

### Brûleur avec cartouche individuelle

**BC1420** Cartouche et brûleur

#### Accessoire de rechange

**BC1430** Cartouche supplémentaire avec valve de sécurité

### Brûleur sécurisé

**BC1425** Brûleur sécurisé seul

#### Accessoire

**BC1430** Cartouche avec valve de sécurité

### Brûleur haute performance flamme horizontale

**BC1424** Brûleur haute performance, flamme horizontale seul

#### Accessoire

**BC1430** Cartouche avec valve de sécurité