

Détergent désinfectant non moussant pour cabine de douche hydromassante et baignoire balnéo

AQUANIOS désinfectant à action nettoyante

- **antibactérien** normes AFNOR NF T72-170, AFNOR NF T72-151, NF EN1040
- **fongicide** norme AFNOR NF EN1275, NF T72-200
- **virucide** actif sur HIV1

Caractéristiques techniques

- liquide limpide de couleur verte
- pouvoir moussant adapté
- densité à +20°C : 1,025 env.
- pH produit pur à 20°C : 10,5 pH
- non corrosif (pas d'oxydant)
- conforme à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42 CEE
- utilisable jusqu'à +70°C
- ne contient ni aldéhydes, ni agents chlorés
- composition : association d'ammoniums quaternaires, de biguanides, de tensio-actifs non ioniques, d'agents séquestrants, d'agents anti-corrosion

référence

SUR020 Aquanios nettoyant-désinfectant, le flacon de 500 ml

Prix HT

