

Agitateur magnétique chauffant programmable

capacité max.

10 litres

temp. max.

+ 360°C

- ▶ affichage digital alphanumérique multifonctions
- ▶ calcul automatique de la puissance de chauffe



- régulateur électronique de température chauffage rapide quelle que soit la quantité de substance
- programmation de la rampe de température et des températures de sécurité, calcul automatique de la puissance de chauffe en fonction de la quantité du milieu chauffé
- connexion pour thermosonde Pt100
- alarme de sous-niveau et alarme différentielle réglables
- régulateur électronique de vitesse, dispositif optoélectronique : vitesse constante indépendamment de la viscosité ou de la quantité du milieu agité
- démarrage progressif : évite le décrochage du barreau magnétique
- interface RS485
- logiciel de contrôle sous Windows®

capacité	10 litres
température	de +40 à +360°C ±0,2°C
puiss. chauffe	500 W
plaque	aluminium
dim. surface	Ø 140 mm
vitesse	réglable 60 à 1600 tr/min
dimensions	148 x 209 x h110 mm / 2,6 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG7000
Sonde Pt100	AG7001