



Ces appareils ne sont pas destinés à stériliser des dispositifs médicaux, ils ne sont pas des dispositifs médicaux CE 93/42.

## Autoclaves à vide fractionné

capacité

55 à 175 litres



Stérilisation de matériel solide, de matériel creux ou poreux, emballé ou non, de liquides.

### ► cycles de test : test Bowie & Dick, test sous vide

- système de vide fractionné : avant stérilisation, cycles répétés de mise sous vide pour l'élimination de l'air des objets creux et poreux permettant ensuite à la vapeur d'eau saturée de pénétrer et de stériliser les objets à cœur
- générateur de vapeur incorporé
- contrôle total par microprocesseur
- cycles pour tests de la pénétration de la vapeur dans une charge poreuse (Bowie et Dick)
- cycles pour essais sous vide
- 12 programmes prédéfinis et 2 programmes utilisateur
- programmes spécifiques pour les liquides
- écran couleur tactile
- interface RS232 pour imprimante ou PC
- soupape et thermostat de sécurité, interrupteur niveau de sécurité
- dispositif hydraulique empêchant l'ouverture du couvercle tant que la chambre est sous pression
- détecteur d'ouverture du couvercle
- paniers, sonde flexible, imprimantes et logiciel de contrôle en option



1



2



3



4



5



6

capacité	55 litres			79 litres			115 litres			175 litres		
dimensions cuve (Ø x H)	Ø 300 x h700 mm			Ø 400 x h600 mm			Ø 400 x h850 mm			Ø 500 x h750 mm		
pression maximum	2,5 bar			2,5 bar			2,5 bar			2,5 bar		
température	+121°C / +134°C			+121°C / +134°C			+121°C / +134°C			+121°C / +134°C		
interface	RS232			RS232			RS232			RS232		
minuterie	0 à 40 min			0 à 40 min			0 à 40 min			0 à 40 min		
alimentation / puissance	230 V / 3600 W			230 V / 3600 W			400 V triphasé / 6000 W			400 V triphasé / 6000 W		
dimensions ext. (lxpxh)	510 x 560 x h1250 mm			620 x 730 x h1090 mm			630 x 730 x h1330 mm			760 x 850 x h1310 mm		
pois	120 kg			150 kg			190 kg			275 kg		
<b>Autoclaves avec vide fractionné</b>	<b>AR3055</b>			<b>AR3079</b>			<b>AR3115</b>			<b>AR3175</b>		
paniers en option	réf.	capacité	prix HT	réf.	capacité	prix HT	réf.	capacité	prix HT	réf.	capacité	prix HT
paniers perforés en acier inox	1	AR2802	3	AR7502	2	AR7502	3	AR1502	2			
paniers non perforés en acier inox	2	AR2801	3	AR7501	2	AR7501	3	AR1501	2			
paniers en fil d'acier inox	3	AR2803	2	AR7503	2	AR7503	3	AR1503	3			
accessoires en option												
test Bowie et Dick	AR1263			AR1263			AR1263			AR1263		
ruban de contrôle de stérilisation	AR1285			AR1285			AR1285			AR1285		
sonde flexible Pt 100	4	AR1268		AR1268		AR1268		AR1268		AR1268		
imprimante papier thermique intégrée	5	AR1262		AR1262		AR1262		AR1262		AR1262		
imprimante externe	6	AR1267		AR1267		AR1267		AR1267		AR1267		
kit logiciel	AR1260			AR1260			AR1260			AR1260		