

Métrie et maintenance

distributeurs répétitifs, distributeurs sur flacons, mono distributeurs



- ▶ prestation standard ISO ou prestation sous accréditation COFRAC
- ▶ trois niveaux de prestation



Prestations COFRAC en laboratoire de métrologie accrédité COFRAC

- tous les contrôles sont réalisés en laboratoire accrédité COFRAC pour l'étalonnage des instruments, délivrance d'un certificat d'étalonnage COFRAC avec une déclaration de conformité
- les coûts liés au transport des instruments vers Labo Moderne sont à la charge du client
- frais d'expédition des instruments vers le client, après la prestation, **forfait 20,00 € HT**
- franco à partir de 200,00 € HT de valeur de prestation

Prestations NF EN ISO 8655 standard sur site

- la prestation de métrologie peut se faire directement sur le site d'utilisation des instruments
- délivrance d'un certificat de vérification avec un statut de conformité
- minimum 40 instruments en Île-de-France, 50 pour le reste de la France (hors Corse)

Prestations COFRAC sur site

- dans le cas d'une prestation certifiée COFRAC sur le site d'utilisation des instruments, un audit des locaux doit être réalisé au préalable : pour plus de renseignement, nous contacter

Distributeurs répétitifs

Distributeurs sur flacon mono distributeurs

	volumes	pesées par volume	Distributeurs répétitifs				Distributeurs sur flacon mono distributeurs			
			prestations ISO		prestations ISO		prestations ISO		prestations ISO	
			standard EN 8655	certifiées COFRAC	standard EN 8655	certifiées COFRAC	standard EN 8655	certifiées COFRAC	standard EN 8655	certifiées COFRAC
			référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
Prestation niveau 1 (en l'état) • contrôle de la radioactivité • nettoyage / désinfection externe • test d'étanchéité • test fonctionnel • contrôle des volumes délivrés selon la norme NF ISO 8655 ou tolérances client • certificat de vérification Standard ou Certificat d'étalonnage COFRAC	1 volume	4 pesées	ET25101		ET25100		ET26101		ET26100	
		10 pesées	ET25103		ET25102		ET26103		ET26102	
	2 volumes	4 pesées	ET25105		ET25104		ET26105		ET26104	
		10 pesées	ET25107		ET25106		ET26107		ET26106	
	3 volumes	4 pesées	ET25109		ET25108		ET26109		ET26108	
		10 pesées	ET25111		ET25110		ET26111		ET26110	
Prestation niveau 2 (après maintenance) • contrôle de la radioactivité • nettoyage / désinfection externe • test d'étanchéité • test fonctionnel • contrôle des volumes délivrés selon la norme NF ISO 8655 ou tolérances client • certificat de vérification Standard ou Certificat d'étalonnage COFRAC • démontage complet et nettoyage / désinfection interne • remontage / graissage	1 volume	4 pesées	ET25201		ET25200		ET26201		ET26200	
		10 pesées	ET25203		ET25202		ET26203		ET26202	
	2 volumes	4 pesées	ET25205		ET25204		ET26205		ET26204	
		10 pesées	ET25207		ET25206		ET26207		ET26206	
	3 volumes	4 pesées	ET25209		ET25208		ET26209		ET26208	
		10 pesées	ET25211		ET25210		ET26211		ET26210	
Prestation niveau 3 (double certification, en l'état et après maintenance) niveau 1 + niveau 2	1 volume	4 pesées	ET25301		ET25300		ET26301		ET26300	
		10 pesées	ET25303		ET25302		ET26303		ET26302	
	2 volumes	4 pesées	ET25305		ET25304		ET26305		ET26304	
		10 pesées	ET25307		ET25306		ET26307		ET26306	
	3 volumes	4 pesées	ET25309		ET25308		ET26309		ET26308	
		10 pesées	ET25311		ET25310		ET26311		ET26310	