

Papiers filtres pour sucreries



- filtration rapide à très rapide des jus de canne à sucre ou de betterave
- pour clarifier le jus de canne ou de betterave après addition d'acétate de plomb, pour les dosages de sucres par polarimétrie

papiers-filtres LISSES - FS90
pour sucre de betterave



Ø disque	référence	Prix HT
disques à plat - 64 g/m²		
Ø 240 mm	FL5155	les 500
disques pliés en 4 - 64 g/m²		
Ø 210 mm	FL5151	les 250
Ø 215 mm	FL5152	les 250
feuilles - 64 g/m²		
580 x 580 mm	FL5156	les 500
600 x 600 mm	FL5157	les 500

papiers-filtres CRÊPÉS - FS91
pour sucre de canne



Ø disque	référence	Prix HT
disques à plat - 64 g/m²		
Ø 110 mm	FL5110	les 100
Ø 125 mm	FL5111	les 100
Ø 140 mm	FL5115	les 100
Ø 150 mm	FL5112	les 100
Ø 165 mm	FL5116	les 100
Ø 185 mm	FL5130	les 100
Ø 190 mm	FL5120	les 500
Ø 240 mm	FL5140	les 100
disques pliés en 4 - 64 g/m²		
Ø 185 mm	FL5113	les 100
Ø 240 mm	FL5114	les 100
feuilles - 64 g/m²		
580 x 580 mm	FL5170	les 500
Filtres plissés - 64 g/m²		
Ø 185 mm	FL5150	les 500
Ø 240 mm	FL5160	les 500

Papiers filtres pour sucreries

Whatman®

- pour épurer les extraits de pulpes sèches clarifiées et les jus de betteraves après addition d'acétate de plomb, en vue de déterminer la teneur en sucre par polarimétrie
- grade 3459 : spécialement conçu pour les installations Venema® (procédé à l'acétate de plomb)

papiers-filtres pour extraits de pulpes sèches clarifiées et jus de betteraves

Ø disque	référence	Prix HT
filtres rapides plissés épaisseur 160 µm - vitesse 95 s		
Ø 185 mm	WN1210	les 1000

Disques pour tests antibiotiques



- papier blanc épais (0,40 mm) et concentré (175 g/m²)
- **applications** : détermination du type de l'agent pathogène de maladies infectieuses, contrôle de leur sensibilité aux antibiotiques et aux produits chimiothérapeutiques in vitro, détermination de la résistance par le test de Hemmhof
- l'antibiogramme permet de déterminer une chimiothérapie adéquate ; les disques sont chargés de produits chimiothérapeutiques amenés sur le milieu nutritif ensemencé avec l'agent pathogène et on laisse évoluer ; la valeur de Hemmhof est une mesure de l'efficacité de la substance

Ø disque	référence	Prix HT
Ø 6 mm	FL2171	les 1000
Ø 9 mm	FL2172	les 1000
Ø 12 mm	FL2173	les 1000
Ø 12,7 mm	FL2174	les 1000