

## Bouchons à vis en polypropylène

**PYREX®**

- bouchon d'étanchéité en polypropylène
- pour les travaux de préparation de milieux
- autoclavables jusqu'à +140°C
- disponibles en 4 couleurs pour une identification simple des échantillons



couleurs	col	référence	Prix HT
●	GL 25	<b>VU2401</b>	les 10
	GL 32	<b>VU2402</b>	les 10
	GL 45	<b>VU2403</b>	les 10
	GLS 80	<b>VU2406</b>	les 10
●	GL 45	<b>VU2407</b>	les 10
●	GL 45	<b>VU2404</b>	les 10
●	GL 45	<b>VU2405</b>	les 10
○	GL 45	<b>VU2408</b>	les 10

## Bagues anti-goutte en polypropylène

**PYREX®**

- garantissent un déversement sans gouttes
- en polypropylène clair
- résistent à un autoclavage jusqu'à 140°C



col	référence	Prix HT
GL 32	<b>VU2601</b>	les 10
GL 45	<b>VU2602</b>	les 10
GLS 80	<b>VU2603</b>	les 10

## Bouchons à vis ventilés en polypropylène

**PYREX®**

- bouchon en polypropylène avec membrane en PTFE 2 µm empêchant la pénétration de liquides ou de matières solides
- pour l'entreposage et le transport de substances à dégagement gazeux



couleurs	col	référence	Prix HT
●	GL 45	<b>GW5580</b>	les 5