## Pipettes graduées classe B - type 1

zéro en haut, volume nominal entre le 0 et le volume choisi, écoulement partiel





désignation	Prix HT
TK1460 Certificat de conformité	

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT
0,5 ml	0,01 ml	± 0,01 ml	TK1450	
1 ml	0,01 ml	± 0,01 ml	TK1451	
2 ml	0,02 ml	± 0,02 ml	TK1452	
5 ml	0,05 ml	± 0,05 ml	TK1453	
10 ml	0,10 ml	± 0,10 ml	TK1454	
20 ml	0,10 ml	± 0,20 ml	TK1455	
25 ml	0,10 ml	± 0,20 ml	TK1456	

- · conformes à la norme ISO 835
- possibilité de commander un certificat de conformité



## Pipettes graduées classe B - types 1 2 3 4



- conformes norme ISO 835
- pointes renforcées offrant une bonne résistance et garantissant des délais d'écoulement corrects
- graduations ambrées indélibiles résistant aux solutions de nettoyage agressives
- calibrage pour écoulement «EX»: le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- · temps d'attente 5 sec.



Type 1 zéro en haut, volume nominal entre les traits



zéro à la pointe, écoulement total



zéro en haut, écoulement total



zéro en haut, écoulement total avec la dernière goutte expulsée par soufflage, haut de la pipette prévu pour accepter un tampon coton

capacité	graduation	tolérance	distribution	référence		Prix HT									
					Type 1			Type 2			Type 3			Type 4	
1 ml	0,01 ml	± 0,01 ml	2-11 sec.	PW3600	les 5		PW3800	les 5		PW3900	les 5		PW4000	les 5	
2 ml	0,02 ml	± 0,02 ml	2-12 sec.	PW3601	les 5		PW3801	les 5		PW3901	les 5		PW4001	les 5	
5 ml	0,05 ml	± 0,05 ml	5-14 sec.	PW3602	les 5		PW3802	les 5		PW3902	les 5		PW4002	les 5	
10 ml	0,10 ml	± 0,10 ml	5-17 sec.	PW3603	les 5		PW3803	les 5		PW3903	les 5		PW4003	les 5	
25 ml	0,10 ml	± 0,20 ml	5-15 sec.	PW3604	les 5		PW3804	les 5		PW3904	les 5		PW4004	les 5	