

## Secoueur universel multi-services

vitesse max.

1000 tr/min



1 + 2

- grande gamme d'accessoires pour tous les secouages ou agitations en laboratoire
- régulateur électronique de vitesse par dispositif optoélectronique : vitesse constante quelle que soit la charge
- mouvement excentré, élancement 3 mm
- parfaite stabilité même avec de fortes charges ou une vitesse rapide

- fixation des accessoires très simple grâce à 3 molettes de serrage
- minuterie intégrée réglable de 1 à 60 minutes
- commutateur pour fonctionnement en continu ou temporisé grâce à la minuterie

vitesse	80 à 1000 tr/min
plate-forme	au choix (voir ci-dessous)
élongation	3 mm
charge maximale	4 kg
alimentation	230 V, 50 Hz
Secoueur universel	MX120 1

## Support universel



1 + 2

- presseur à deux tiges caoutchoutées permettant de maintenir des récipients tels que Erlenmeyers, ballons à fond rond, récipients carrés ou rectangulaires, etc.
- vitesse max. : 500 tr/min

référence **MX1207** 2 Prix HT Support universel

## Support plat en caoutchouc



1 + 3

- pour agiter plusieurs tubes simultanément ou pour ballon à fond rond capacité maximum 100 ml
- vitesse max. : 1000 tr/min

référence **MX1201** 3 Prix HT Support plat en caoutchouc

## Support pour ballons



1 + 4

- pour ballons à fond rond, Erlenmeyers ou autres récipients à col étroit
- capacité maximum : 500 ml par récipient
- vitesse max. : 500 tr/min

référence **MX1205** 4 Prix HT Support pour ballons

## Support plat 200 x 400 mm



1 + 5

- recouvert de matière antidérapante pour le maintien des objets
- pour boîtes de Pétri, microplaques, flacons à culture, ballons à fond plat ou autres récipients
- vitesse max. : 1000 tr/min

référence **MX1206** 5 Prix HT Support plat pour boîtes de Pétri.

## Support pour tubes



6

- pour 36 x tubes Ø16 mm
- angle de position du portoir réglable de 0 à 45°
- vitesse max. : 800 tr/min

référence **MX1208** 6 Prix HT Support pour 36 tubes Ø 16 mm.