

Étalons pesticides prêts à l'emploi

► conformes à la Pharmacopée européenne et aux méthodes EPA

► disponibilité : 2013

• conformes à la Pharmacopée Européenne et aux méthodes EPA (méthodes 500, 600 et 800)
• pour chromatographie en phase gazeuse ou liquide, spectrométrie de masse

• en ampoule en verre ambré de 1 ml
• certificats d'analyses et fiches de données de sécurité disponibles en téléchargement



composants	composition et concentration	solvant	réf	Prix HT
16 composants	Alachlor 50 µg/ml - Aldrin 5 µg/ml - Atrazine 250 µg/ml - Lindane (HCH-gamma) 5 µg/ml - Alpha-Chlorodane 5 µg/ml - Gamma-Chlorodane 5 µg/ml - Dieldrin 5 µg/ml - Endrin 5 µg/ml - Heptachlor 5 µg/ml - Heptachlor Epoxide 5 µg/ml - Hexachlorobenzene 5 µg/ml - Hexachlorocyclopentadiene 5 µg/ml - Methoxychlor 25 µg/ml - Cis-Nonachlor 5 µg/ml - Trans-Nonachlor 5 µg/ml - Simazine 250 µg/ml	Acetone haute pureté	PES001	ampoule de 1 ml
16 composants	Alachlor 50 µg/ml - Aldrin 5 µg/ml - Atrazine 250 µg/ml - Lindane (HCH-gamma) 5 µg/ml - Alpha-Chlorodane 5 µg/ml - Gamma-Chlorodane 5 µg/ml - Dieldrin 10 µg/ml - Heptachlor 5 µg/ml - Heptachlor Epoxide 5 µg/ml - Hexachlorobenzene 5 µg/ml - Hexachlorocyclopentadiene 15 µg/ml - Methoxychlor 50 µg/ml - Cis-Nonachlor 10 µg/ml - Trans-Nonachlor 10 µg/ml - Simazine 500 µg/ml	Acetone haute pureté	PES002	ampoule de 1 ml
18 composants	Aldrin 1000 µg/ml - Lindane (HCH-gamma) 1000 µg/ml - HCH-alpha 1000 µg/ml - HCH-beta 1000 µg/ml - HCH-delta 1000 µg/ml - 4,4'-DDD 1000 µg/ml - 4,4'-DDE 1000 µg/ml - 4,4'-DDT 1000 µg/ml - Dieldrin 1000 µg/ml - Endosulfan I (alpha) 1000 µg/ml - Endosulfan II (beta) 1000 µg/ml - Endosulfan Sulfate 1000 µg/ml - Endrin 1000 µg/ml - Endrin Aldehyde 1000 µg/ml - Endrin Ketone 1000 µg/ml - Heptachlor 1000 µg/ml - Heptachlor Epoxide 1000 µg/ml - Methoxychlor 1000 µg/ml	Methyl-tert Butyl Ether haute pureté	PES003	ampoule de 1 ml
18 composants	Aldrin 5 µg/ml - Lindane (HCH-gamma) 5 µg/ml - HCH-alpha 5 µg/ml - HCH-beta 5 µg/ml - HCH-delta 5 µg/ml - 4,4'-DDD 10 µg/ml - 4,4'-DDE 10 µg/ml - 4,4'-DDT 10 µg/ml - Dieldrin 10 µg/ml - Endosulfan I (alpha) 5 µg/ml - Endosulfan II (beta) 10 µg/ml - Endosulfan Sulfate 10 µg/ml - Endrin 10 µg/ml - Endrin Aldehyde 10 µg/ml - Endrin Ketone 5 µg/ml - Heptachlor 5 µg/ml - Heptachlor Epoxide 5 µg/ml - Methoxychlor 50 µg/ml	Methyl-tert Butyl Ether haute pureté	PES004	ampoule de 1 ml
12 composants	Alpha-Chlorodane 1000 µg/ml - Gamma-Chlorodane 1000 µg/ml - Chlorbenzilate 1000 µg/ml - Chlornebe 1000 µg/ml - Chlorothalonil 1000 µg/ml - DCPA 1000 µg/ml - Etridiazole 1000 µg/ml - Hexachlorobenzene 1000 µg/ml - Cis-Permethrin 1000 µg/ml - Trans-Permethrin 1000 µg/ml - Propachlor 1000 µg/ml - Trifluralin 1000 µg/ml	Methyl-tert Butyl Ether haute pureté	PES005	ampoule de 1 ml
20 composants	Alachlor 1000 µg/ml - Aldrin 1000 µg/ml - Butachlor 1000 µg/ml - Lindane (HCH-gamma) 1000 µg/ml - HCH-alpha 1000 µg/ml - HCH-beta 1000 µg/ml - HCH-delta 1000 µg/ml - 4,4'-DDD 1000 µg/ml - 4,4'-DDE 1000 µg/ml - 4,4'-DDT 1000 µg/ml - Dieldrin 1000 µg/ml - Endosulfan I (alpha) 1000 µg/ml - Endosulfan II (beta) 1000 µg/ml - Endosulfan Sulfate 1000 µg/ml - Endrin 1000 µg/ml - Endrin Aldehyde 1000 µg/ml - Endrin Ketone 1000 µg/ml - Heptachlor 1000 µg/ml - Heptachlor Epoxide 1000 µg/ml - Methoxychlor 1000 µg/ml	Ethyl Acetate haute pureté	PES006	ampoule de 1 ml
16 composants	Alpha-Chlorodane 500 µg/ml - Gamma-Chlorodane 500 µg/ml - Chlorbenzilate 500 µg/ml - Chlornebe 500 µg/ml - Chlorothalonil 500 µg/ml - Cyanazine 500 µg/ml - DCPA 500 µg/ml - Etridiazole 500 µg/ml - Hexachlorobenzene 500 µg/ml - Hexachlorocyclopentadiene 500 µg/ml - Metolachlor 500 µg/ml - Metribuzin 500 µg/ml - Cis-Permethrin 500 µg/ml - Trans-Permethrin 500 µg/ml - Propachlor 500 µg/ml - Trifluralin 500 µg/ml	Ethyl Acetate haute pureté	PES007	ampoule de 1 ml
16 composants	Aldrin 100 µg/ml - Lindane (HCH-gamma) 100 µg/ml - HCH-alpha 100 µg/ml - HCH-beta 100 µg/ml - HCH-delta 100 µg/ml - 4,4'-DDD 600 µg/ml - 4,4'-DDE 200 µg/ml - 4,4'-DDT 600 µg/ml - Dieldrin 200 µg/ml - Endosulfan I 200 µg/ml - Endosulfan II 2000 µg/ml - Endosulfan Sulfate 600 µg/ml - Endrin 200 µg/ml - Endrin Aldehyde 600 µg/ml - Heptachlor 100 µg/ml - Heptachlor Epoxide 100 µg/ml	Methanol haute pureté	PES008	ampoule de 1 ml
18 composants	Aldrin 2000 µg/ml - Lindane (HCH-gamma) 2000 µg/ml - HCH-alpha 2000 µg/ml - HCH-beta 2000 µg/ml - HCH-delta 2000 µg/ml - 4,4'-DDD 2000 µg/ml - 4,4'-DDE 2000 µg/ml - 4,4'-DDT 2000 µg/ml - Dieldrin 2000 µg/ml - Endosulfan I 2000 µg/ml - Endosulfan II 2000 µg/ml - Endosulfan Sulfate 2000 µg/ml - Endrin 2000 µg/ml - Endrin Aldehyde 2000 µg/ml - Endrin Ketone 2000 µg/ml - Heptachlor 2000 µg/ml - Heptachlor Epoxide 2000 µg/ml - Methoxychlor 2000 µg/ml	Benzene haute pureté	PES009	ampoule de 1 ml
18 composants	Aldrin 1000 µg/ml - Lindane (HCH-gamma) 1000 µg/ml - HCH-alpha 1000 µg/ml - HCH-beta 1000 µg/ml - HCH-delta 1000 µg/ml - 4,4'-DDD 1000 µg/ml - 4,4'-DDE 1000 µg/ml - 4,4'-DDT 1000 µg/ml - Dieldrin 1000 µg/ml - Endosulfan I 1000 µg/ml - Endosulfan II 1000 µg/ml - Endosulfan Sulfate 1000 µg/ml - Endrin 1000 µg/ml - Endrin Aldehyde 1000 µg/ml - Endrin Ketone 1000 µg/ml - Heptachlor 1000 µg/ml - Heptachlor Epoxide 1000 µg/ml - Methoxychlor 1000 µg/ml	Toluene : Hexane 1:1 haute pureté	PES010	ampoule de 1 ml
3 composants	Isopropalin 1000 µg/ml - Profuralin 1000 µg/ml - Trifluralin HCH-beta 1000 µg/ml	Hexane haute pureté	PES011	ampoule de 1 ml
1 composant	Cyanazine 1000 µg/ml	Methanol haute pureté	PES012	ampoule de 1 ml
2 composants	Napropamide 1000 µg/ml - Propanil 1000 µg/ml	9:1 Acetonitrile: Acetone	PES013	ampoule de 1 ml
7 composants	Bromacil 1000 µg/ml - DEET 1000 µg/ml - Hexanizone 1000 µg/ml - Metribuzin 1000 µg/ml - Terbacil 1000 µg/ml - Triadimefon 1000 µg/ml - Tricyclazole 1000 µg/ml	Acetone haute pureté	PES014	ampoule de 1 ml
5 composants	Fenarimol 1000 µg/ml - MGK 326 1000 µg/ml - MGK 624-A 1000 µg/ml - MGK 624-B 1000 µg/ml - Pronamide 1000 µg/ml	Methanol haute pureté	PES015	ampoule de 1 ml
6 composants	Butylate 1000 µg/ml - Cycloate 1000 µg/ml - EPT 1000 µg/ml - Molinate 1000 µg/ml - Pebulate 1000 µg/ml - Vernolate 1000 µg/ml	Methanol haute pureté	PES016	ampoule de 1 ml
6 composants	Alachlor 1000 µg/ml - Butachlor 1000 µg/ml - Diphenamid 1000 µg/ml - Fluridone 1000 µg/ml - Lethane 1000 µg/ml - Norflurazone 1000 µg/ml	9:1 Acetonitrile Acetone	PES017	ampoule de 1 ml