Analyseurs de DBO automatiques



Ensemble DBO 6 postes
40-80-200-400-800-2000-4000mg/l
DBO ₅ , DBO ₇ , OECD 301 F
écran graphique rétroéclairé 45x84mm
USB, carte SD
jusqu'à 672 résultats
3 piles LR14 ou bloc d'alimentation
375 x 181 x h230 mm / 5,7 kg
LV2606 1
LV2612
LV2621
LV2622
LV2623
LV2624
LV2625
PILA03



- mesure précise de la DBO basée sur le principe manométrique avec capteurs de pression intégrés
- programmation individuelle de chacun des 6 échantillons
- · agitation magnétique par induction
- durée de mesure réglable : 1 à 28 jours
- mémorisation automatique des résultats: toutes les heures (1 jour), toutes les 2 heures (2 jours) ou quotidiennement (3 à 28 jours)
- fonction démarrage automatique après obtention de l'équilibre de température des échantillons

- horloge temps réel
- protection IP54 (tête de mesure)
- · boîtier en plastique ABS
- livrés complets avec têtes de mesure, unité de contrôle avec piles, bloc d'alimentation avec câble Y pour unité de contrôle et système d'agitation, câbles USB, télécommande, système d'agitation par induction, flacons à échantillon, joints, barreaux d'agitation par ensemble, flacons à trop plein (157 ml et 428 ml), 50 ml de solution d'hydroxyde de potassium, 50 ml de solution d'inhibiteur de nitrification

Enceintes thermostatées DBO et usage général

+4°C : stockage d'échantillons d'eaux
+20°C : détermination de la DBO
+25°C : activité enzymatique
+37°C : détermination des germes

- régulateur électronique +2 à +40°C, résol. 0,1°C
- excellente stabilité de température à +20°C \pm 0,5°C (DBO), autre température \pm 1°C
- · fluide réfrigérant R134a
- groupe chauffant à convection forcée, ventilation axiale : 320 m³/h
- affichage LED rétroéclairé : température réelle et température de consigne
- · clavier étanche 2 boutons
- · prises de courant internes intégrées
- intérieur en plastique ABS
- modèles avec porte vitrée: double vitrage isolant avec cadre en plastique ABS et éclairage au plafond
- alimentation: 230 V / 50 Hz





capacité	porte	étagères	prises	dim. internes (lxpxh)	dim. externes (lxpxh)	poids	emplacement LV2606 et		référence	Prix HT
135 litres	pleine	3 étagères	4	513 x 441 x 702 mm	600 x 600 x 850 mm	39 kg	3*	2**	LV2618	
140 litres	vitrée	3 étagères	4	513 x 441 x 702 mm	600 x 600 x 850 mm	48 kg	3*	2**	LV2619	

^{*} Le changement des flacons nécessite de déplacer les étagères. ** Le changement des flacons NE nécessite PAS de déplacer les étagères.