

## Compteurs-décompteurs digitaux LED clignotante rouge

100 min



- décompte réglable jusqu'à 99 minutes et 59 secondes
- large écran LCD
- signal par bip sonore et LED clignotante rouge
- à aimanter sur support métallique
- grandes touches : marche/arrêt, minutes et secondes

Compteurs-décompteurs	0 à 100 min
<b>graduations</b>	0 à 99 min. 59 sec.
<b>dim. / poids</b>	50 x 9 x 80 mm / 29 g
<b>alimentation</b>	1 pile 3V CR2032
<b>Compteurs-décompteurs noir</b>	<b>CX1410</b>
<b>Compteurs-décompteurs blanc</b>	<b>CX1412</b>
<b>Compteurs-décompteurs rouge</b>	<b>CX1414</b>

## Compteurs-décompteurs digitaux en aluminium noir

100 min



- décompte réglable jusqu'à 99 minutes et 59 secondes
- large écran LCD
- signal sonore en fin de décompte
- béquille rabattable et aimant
- touches M/A, minutes et secondes

Compteurs-décompteurs	0 à 100 min
<b>graduations</b>	0 à 99 min. 59 sec.
<b>dim. / poids</b>	84 x 16 x 77 mm / 70 g
<b>alimentation</b>	1 pile 3V CR2032
<b>Compteurs-décompteurs</b>	<b>CX1420</b>

## Décompteurs manuels

60 min



- décompte réglable jusqu'à 99 minutes et 59 secondes
- construction robuste en plastique
- signal sonore en fin de décompte
- à poser ou à aimanter sur support métallique

Décompteurs	0 à 60 min
<b>graduations</b>	0 à 60 min
<b>dim. / poids</b>	75 x 57 x 93 mm / 82 g
<b>Décompteurs</b>	<b>CX1430</b>

## Compteurs-décompteurs alarme sonore de 30 sec

100 min



- décompte réglable jusqu'à 99 minutes et 59 secondes
- touches : M/A, Min., Sec.
- fixation avec aimant
- alarme sonore 30 s
- mémoire du temps programmé

Compteurs-décompteurs	99 min 59 sec
<b>dim. / poids</b>	48 x 17 x 88 mm / 33 g
<b>alimentation</b>	1 pile LR44
<b>Compteurs-décompteurs</b>	<b>CX1440</b>

## Compteurs-décompteurs à mémoire

100 min



- décompte réglable jusqu'à 99 minutes et 59 secondes
- touches : M/A, Min., Sec.
- mémoire du dernier temps programmé
- à poser ou à aimanter sur support métallique
- signal sonore en fin de décompte

Compteurs-décompteurs	99 min 59 sec
<b>dim. / poids</b>	83 x 27 (48) x 71 mm / 60 g
<b>alimentation</b>	1 pile AAA 1,5 V
<b>Compteurs-décompteurs</b>	<b>CX1450</b>