

## Lampes LED Lisa sur flexible



Lampe LED

- faisceau large de 40° : mode veilleuse, lumière douce et homogène
- bras flexible, souple et résistant
- 2 interrupteurs : sur la base et à l'extrémité du câble 150 cm
- aucun dégagement de chaleur
- coloris blanc

Lampe LED sur étai simple



Lampe LED sur socle simple




modèle	Lisa
puissance	3 W / 420 Lumens
température couleur	4500°K
Indice Rendu de Couleur (IRC)	IRC 95/100
puissance à 30 cm / 50 cm	10 400 Lux / 3 500 Lux
longévité des ampoules	50 000 heures min.
isolation	classe II
dim. tête de la lampe	6 x 10 cm
longueur bras flexible	60 cm
longueur de câble d'alimentation	190 cm
Lampe LED	SX538
Lampe LED sur socle	SX540
Lampe LED sur étai simple	SX542

## Lampes LED Bellon faisceau concentré 10°

- interrupteur 3 options d'intensité : Off / 50 / 100%
- très maniables
- flexible renforcé de 14 cm et poignée directionnelle au niveau de la tête
- modèle mobile : base lourde et stable, 4 roulettes à freins, potence 100 cm et 3 articulations pour une hauteur jusqu'à 230 cm, deuxième interrupteur sans contact sur la base du pied roulant
- modèle plafond : potence 50 cm et 3 articulations pour une amplitude jusqu'à 167 cm

Bellon mobile



Bellon plafond

modèle	Bellon
température de couleur	4500°K
Indice Rendu de Couleur (IRC)	IRC 95/100
consommation électrique	18 W
longévité des ampoules	50 000 heures min.
isolation	Classe I
dim. tête de la lampe	16 x 13 cm
surface éclairée à 30 / 50 / 100 cm	Ø 15 / Ø 20 / Ø 30 cm
Lux à 30 / 50 / 100 cm	240 000 / 160 000 / 44 000 Lux
longueur de câble d'alim.	4 mètres
Lampe mobile	SX1330
Lampe plafond	SX1340
accessoires	
Réhausse pour Bellon plafond	SX1350