

## Tubes à centrifuger en polystyrène fond rond

**PLASTIQUE**  
polystyrène



- en polystyrène
- grande transparence optique
- rotation parfaite
- centrifugation jusqu'à 2 000 g
- température de -10°C à +60°C
- usage unique
- fond rond
- bord droit
- emballage par 1000

capacité	Ø x h	référence	Prix HT
5 ml	Ø 12 x 75 mm	MR3551	les 4000
12 ml	Ø 16 x 100 mm	MR3552	les 2000

## Tubes à centrifuger gradués selon ADPI, fond conique

**VERRE**  
borosilicaté 3.3  
graduations  
bleues



- en verre borosilicaté 3.3
- fond conique
- graduations bleues à 1 ml, 2 ml, 10 ml, 20 ml et 50 ml

Ø x h	référence	Prix HT
Ø 24 x 195 mm	MR3555	les 10

## Tubes à centrifuger gradués selon ADPI, avec rebord, fond conique

**VERRE**  
borosilicaté 3.3  
graduations  
bleues



- en verre borosilicaté 3.3
- fond conique
- graduations bleues à 1 ml, 2 ml, 10 ml, 20 ml et 50 ml

Ø x h	référence	Prix HT
Ø 34 x 100 mm	MR3556	les 10
Ø 30 x 135 mm	MR3557	les 10