

### Tubes à centrifuger paroi épaisse, fond rond

**VERRE**  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- bord droit

Capacité	Ø x h	parois	référence	Prix HT
12 ml	Ø 16 x 100 mm	1,2 mm	MR3571	les 100

### Tubes à centrifuger paroi épaisse, fond conique

**VERRE**  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- bord droit
- fond conique, angle 30°

capacité	Ø x h	parois	référence	Prix HT
12 ml	Ø 16/17 x 98 mm	1,2 mm	MR3572	les 100

### Tubes à fond plat verre sodocalcique à bord droit

**VERRE**  
sodocalcique

- en verre sodocalcique
- bord droit



Ø x h	épaisseur des parois	référence	Prix HT
Ø 12 x 35 mm	0,8 - 1,0 mm	MR3573	les 144
Ø 24 x 62 mm	1,0 mm	MR3574	les 160