

## Burettes de Mohr classe AS robinet en verre

- VERRE**  
borosilicaté 3.3
- Classe AS**
- graduation  
circulaire bleue
- bande  
Schellbach

- en verre borosilicaté 3.3
- graduations circulaires bleues
- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- longueur totale 760 mm



capacité	grad.	tolérance	réf		Prix HT	
			standard	bande Schellbach		
10 ml	0,02 ml	±0,02 ml	MR4430	les 2	MR4344	les 2
25 ml	0,05 ml	±0,03 ml	MR4431	les 2	MR4345	les 2
50 ml	0,1 ml	±0,05 ml	MR4332	les 2	MR4346	les 2
100 ml	0,2 ml	±0,10 ml	MR4333	les 2	MR4347	les 2

## Burettes de Mohr classe AS robinet droit en PTFE

- VERRE**  
borosilicaté 3.3
- Classe AS**
- marquage  
circulaire bleu
- bande  
Schellbach

- en verre borosilicaté 3.3
- graduations circulaires bleues
- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- longueur totale 760 mm



capacité	grad.	tolérance	réf		Prix HT	
			standard	bande Schellbach		
10 ml	0,02 ml	±0,02 ml	MR4440	les 2	MR4444	les 2
25 ml	0,05 ml	±0,03 ml	MR4441	les 2	MR4445	les 2
50 ml	0,1 ml	±0,05 ml	MR4442	les 2	MR4446	les 2
100 ml	0,2 ml	±0,10 ml	MR4443	les 2	MR4447	les 2

## Burettes de Mohr classe AS en verre ambré

- VERRE**  
borosilicaté 3.3
- Classe AS**
- marquage  
circulaire blanc

- en verre borosilicaté 3.3
- graduations circulaires blanches
- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- longueur totale 760 mm
- robinet en verre ou en PTFE

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT	
<b>robinet en verre</b>					
10 ml	0,02 ml	±0,02 ml	MR4460	les 2	
25 ml	0,05 ml	±0,03 ml	MR4461	les 2	
50 ml	0,1 ml	±0,05 ml	MR4462	les 2	
100 ml	0,2 ml	±0,10 ml	MR4463	les 2	
<b>robinet en PTFE</b>					
10 ml	0,02 ml	±0,02 ml	MR4470	les 2	
25 ml	0,05 ml	±0,03 ml	MR4471	les 2	
50 ml	0,1 ml	±0,05 ml	MR4472	les 2	
100 ml	0,2 ml	±0,10 ml	MR4473	les 2	

