

Béchers forme basse en verre borosilicaté

VERRE
borosilicaté 3.3

- conformes à la norme DIN 12331, ISO 3819
- en verre borosilicaté
- avec bec verseur
- graduations blanches



capacité	diamètre	hauteur	référence	Prix HT
5 ml	22 mm	30 mm	MR4810	les 10
10 ml	26 mm	35 mm	MR4811	les 10
25 ml	34 mm	50 mm	MR4812	les 10
50 ml	42 mm	60 mm	MR4813	les 10
100 ml	50 mm	70 mm	MR4814	les 10
150 ml	60 mm	80 mm	MR4815	les 10
250 ml	70 mm	95 mm	MR4816	les 10
400 ml	80 mm	110 mm	MR4817	les 10
600 ml	90 mm	125 mm	MR4818	les 10
800 ml	100 mm	135 mm	MR4819	les 10
1000 ml	105 mm	145 mm	MR4820	les 10
2000 ml	130 mm	185 mm	MR4821	les 4
3000 ml	150 mm	210 mm	MR4822	les 4
5000 ml	170 mm	270 mm	MR4823	les 2

Béchers forme haute en verre borosilicaté

VERRE
borosilicaté 3.3

- conformes à la norme DIN 12331, ISO 3819
- en verre borosilicaté
- avec bec verseur
- graduations blanches



capacité	diamètre	hauteur	référence	Prix HT
25 ml	30 mm	55 mm	MR4830	les 10
50 ml	38 mm	70 mm	MR4831	les 10
100 ml	48 mm	80 mm	MR4832	les 10
150 ml	54 mm	95 mm	MR4833	les 10
250 ml	60 mm	120 mm	MR4834	les 10
400 ml	70 mm	130 mm	MR4835	les 10
600 ml	80 mm	150 mm	MR4836	les 10
800 ml	90 mm	175 mm	MR4837	les 10
1000 ml	95 mm	180 mm	MR4838	les 10
2000 ml	120 mm	240 mm	MR4839	les 6
3000 ml	135 mm	280 mm	MR4840	les 6

Fioles erlenmeyers col étroit en verre borosilicaté

VERRE
borosilicaté 3.3

- en verre borosilicaté
- bord perlé
- graduations blanches



capacité	diamètre	hauteur	référence	Prix HT
25 ml	42 x 22 mm	75 mm	MR4850	les 10
50 ml	51 x 22 mm	90 mm	MR4851	les 10
100 ml	64 x 22 mm	105 mm	MR4852	les 10
200 ml	79 x 34 mm	135 mm	MR4853	les 10
250 ml	85 x 34 mm	145 mm	MR4854	les 10
300 ml	87 x 34 mm	160 mm	MR4855	les 10
500 ml	105 x 34mm	180 mm	MR4856	les 10
1000 ml	131 x 42mm	220 mm	MR4857	les 10
2000 ml	166 x 50mm	280 mm	MR4858	les 6
3000 ml	187 x 50mm	310 mm	MR4859	les 6
5000 ml	220 x 50mm	365 mm	MR4860	les 2

Fioles erlenmeyers col large en verre borosilicaté

VERRE
borosilicaté 3.3

- en verre borosilicaté
- bord perlé
- graduations blanches



capacité	diamètre	hauteur	référence	Prix HT
25 ml	42 x 22 mm	70 mm	MR4870	les 10
50 ml	51 x 34 mm	85 mm	MR4871	les 10
100 ml	64 x 24 mm	110 mm	MR4872	les 10
200 ml	79 x 50 mm	131 mm	MR4873	les 10
250 ml	85 x 50 mm	140 mm	MR4874	les 10
300 ml	87 x 50 mm	156 mm	MR4875	les 10
500 ml	105 x 50mm	175 mm	MR4876	les 10
1000 ml	131 x 50mm	220 mm	MR4877	les 10
2000 ml	153 x 72mm	280 mm	MR4878	les 6