


Cryoboîtes 133 x 133 mm en carton hydrophobe



- boîtes cryogéniques en carton hydrophobe
- différentes couleurs et hauteurs au choix
- séparateurs au choix

cryoboîtes sans séparateur		hauteur 25 mm	hauteur 32 mm	hauteur 50 mm	hauteur 75 mm	hauteur 100 mm	hauteur 130 mm
●	blanc	NL20010	NL20110	NL20210	NL20310	NL20410	NL20510
●	bleu	NL20011	NL20111	NL20211	NL20311	NL20411	NL20511
●	vert	NL20012	NL20112	NL20212	NL20312	NL20412	NL20512
●	rouge	NL20013	NL20113	NL20213	NL20313	NL20413	NL20513
●	jaune	NL20014	NL20114	NL20214	NL20314	NL20414	NL20514

compatibilité avec séparateurs							
hauteur des séparateurs préconisée	15 mm	25 mm	25 et 30 mm	30 et 40 mm	40 et 65 mm	65 et 80 mm	

séparateur	hauteur 15 mm	hauteur 25 mm	hauteur 30 mm	hauteur 40 mm	hauteur 65 mm	hauteur 80 mm
9 divisions pour tubes de Ø 41,2 mm	NL21010	NL21110	NL21210	NL21310	NL21410	NL21510
16 divisions pour tubes de Ø 30,8 mm	NL21011	NL21111	NL21211	NL21311	NL21411	NL21511
25 divisions pour tubes de Ø 24,5 mm	NL21012	NL21112	NL21212	NL21312	NL21412	NL21512
36 divisions pour tubes de Ø 20,3 mm	NL21013	NL21113	NL21213	NL21313	NL21413	NL21513
49 divisions pour tubes de Ø 17,3 mm	NL21014	NL21114	NL21214	NL21314	NL21414	NL21514
64 divisions pour tubes de Ø 15 mm	NL21015	NL21115	NL21215	NL21315	NL21415	NL21515
81 divisions pour tubes de Ø 13 mm	NL21016	NL21116	NL21216	NL21316	NL21416	NL21516
100 divisions pour tubes de Ø 12 mm	NL21017	NL21117	NL21217	NL21317	NL21417	NL21517
121 divisions pour tubes de Ø 10,8 mm	NL21018	NL21118	NL21218	NL21318	NL21418	NL21518
144 divisions pour tubes de Ø 9,8 mm	NL21019	NL21119	NL21219	NL21319	NL21419	NL21519
169 divisions pour tubes de Ø 9 mm	NL21020	NL21120	NL21220	NL21320	NL21420	NL21520
196 divisions pour tubes de Ø 8,3 mm	NL21021	NL21121	NL21221	NL21321	NL21421	NL21521
225 divisions pour tubes de Ø 7,7 mm	NL21022	NL21122	NL21222	NL21322	NL21422	NL21522
256 divisions pour tubes de Ø 7,2 mm	NL21023	NL21123	NL21223	NL21323	NL21423	NL21523