

CONGÉLATEURS

Congélateurs ATEX -25°C à -5°C

Ex ATEX int./ext.

-5°C à -25°C

froid ventilé



1



2



3

Caractéristiques générales

- régulateur électronique avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- report des alarmes sur un contact sec
- historique alarme température
- température constante et homogène
- 1 passage de cuve diamètre 25 mm pour mise en place d'1 ou plusieurs sondes externes GTC
- système frigorifique basé sur un évaporateur tubes/ailettes
- évaporation automatique des condensats

Construction

- extérieur acier laqué blanc
- isolation 50 mm de polyuréthane expansé
- sens d'ouverture réversible
- fermeture à clé
- rappel de porte automatique
- fluide réfrigérant écologique R600a
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires et plateaux en option, tiroirs sur demande

capacité brute	125 litres	218 litres	346 litres
capacité utile	104 litres	189 litres	312 litres
nombre de grilles livrés / max.	2/4 grilles	3/11 grilles	5 / 22 grilles
nombre de tiroirs livrés / max.	0/4 tiroirs	0/7 tiroirs	0 / 13 tiroirs
dim. ext.(lxpxh)	595 x 640 x h830 mm	595 x 640 x h1220 mm	595 x 640 x h1901 mm
poids	43,2 kg	55,5 kg	71,4 kg
consommation	1,48 kWh/24h	1,57 kWh/24 h	2,07 kWh/24 h
pieds / roues	2 roues/2 pieds	2 roues/2 pieds	4 pieds inox
Réfrigérateurs porte pleine	GM1890 1	GM1895 2	GM1900 3
accessoires			
grilles acier plastifié	GM1801	GM1802	GM1801
grilles inox	GM1805	GM1806	GM1805
plateaux perforés inox	GM1809	GM1811	GM1809