

CONGÉLATEURS

Congélateur ultra basse température -80°C certifiable COFRAC

Ex ATEX int./ext.

-60°C à -86°C

froid ventilé

certifiables COFRAC



Caractéristiques générales

- régulateur électronique avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- report des alarmes sur un contact sec
- historique alarme température
- température constante et homogène
- 2 passages de cuve diamètre 25 mm pour mise en place d'1 ou plusieurs sondes externes GTC
- système frigorifique en cascade avec dégivrage manuel (évaporateur)

Construction

- extérieur acier laqué blanc
- isolation 70 mm de polyuréthane expansé
- sens d'ouverture réversible
- fermeture à clé
- rappel de porte automatique
- fluide propre R-290
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires en option

capacité brute	570 litres
capacité utile	521 litres
nombre de grilles livrés / max.	5 / 98 grilles
dim. ext.(lxpxh)	856 x 979 x h1985 mm
poids	220 kg
consommation	10,5 kWh/24 h
pieds / roues	4 roulettes à nivellement
Réfrigérateur porte pleine	GM1960
accessoires	
grilles acier plastifié	GM1801
grilles inox	GM1805
plateaux perforés inox	GM1809

