

# CONGÉLATEURS

## Congélateurs de laboratoire -25°C / 125 à 600 litres

**Ex** ATEX int./ext.

**-25°C**

certifiables COFRAC

**froid ventilé**



Livraison en 2 éléments avec un kit de superposition monté en usine



- construction : intérieur plastique ABS et inox / extérieur revêtu de peinture laquée blanche
- isolation 50 mm de polyuréthane expansé (60 mm pour modèle 583 litres)
- régulateur électronique avec boutons à effleurement, affichage digital
- report des alarmes sur un contact sec
- sécurités : alarme de porte et alarme de température sonores et visuelles programmables
- historique alarme température
- porte pleine isolée, charnières à droite (à gauche sur demande)
- fermeture à clé
- rappel de porte automatique
- passage de sonde Ø 24,5 mm
- sonde additionnelle placée dans l'espace de stockage pour affichage de la température et alarmes
- système frigorifique basé sur un évaporateur tubes/ailettes
- température constante et homogène
- temps de retour à la température de consigne très court après ouverture de porte
- fonction Smart defrost intelligente : utilisation d'un minimum de temps et d'énergie pour le dégivrage, évaporation automatique des condensats
- fluide réfrigérant écologique R290 ou R600a
- conformes BPL

- congélateurs montés sur pieds, sauf 583 litres monté sur roulettes
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires et plateaux en option, tiroirs sur demande



Régulateur électronique

capacité brute	125 litres	218 litres	2 x 125 litres	583 litres
capacité utile	<b>104 litres</b>	<b>189 litres</b>	<b>2 x 104 litres</b>	<b>419 litres</b>
précision garantie	±5°C à -20°C	±5°C à -20°C	±5°C à -20°C	±5°C à -20°C
nombre de grilles livrés / max.	4 / 7 grilles	5 / 14 grilles	2 x (4 / 7) grilles	5 / 24 grilles
nombre de plateaux livrés / max.	0 / 4 plateaux	0 / 7 plateaux	2 x (0 / 4) plateaux	0 / 12 plateaux
nombre de paniers livrés / max.	0 / 2 paniers	0 / 4 paniers	2 x (0 / 2) paniers	0 / ? paniers
dim. ext.(lxpxh)	595 x 640 x h830 mm	595 x 640 x h1220 mm	595 x 640 x h1711 mm	695 x 868 x h1984 mm
pois	46 kg	55 kg	92 kg	114 kg
consommation	1,53 kWh / 24 h	1,69 kWh / 24 h	3,06 kWh / 24 h	3,88 kWh / 24 h
conditions ambiantes admissibles	+10 à +35°C	+10 à +35°C	+10 à +35°C	+10 à +43°C
pieds / roulettes	2 pieds / 2 roulettes	2 pieds / 2 roulettes	4 roues dont 2 à 360° avec frein	4 roues dont 2 à 360° avec frein
<b>Congélateurs -20°C</b>	<b>GM1310</b>	<b>GM1320</b> 1	<b>GM1330</b> 2	<b>GM1340</b> 3
accessoires				
grilles acier plastifié	GM1301	GM1302	GM1301	GM1303
grilles inox	GM1304	GM1305	GM1304	GM1306
plateaux perforés inox	GM1307	GM1308	GM1307	GM1309