

# GANTS À USAGE UNIQUE

## Gants nitrile noirs non poudrés

Cat. III

### Normes :

EN 21420  
EN 455 (1 2 3)  
EN 374-1 (Type B)  
EN 16523 (KPT)  
EN 374-5  
CE 1935/2004  
DM 2017/745 - Classe I



- en nitrile, non poudrés, texture non glissante
- texture non glissante
- doigts texturés
- bonne élasticité et excellente dextérité
- AQL : 1,5
- grammage : S (3), M (3,5), L (4), XL (4,5)
- longueur 240 mm
- épaisseur :  
doigts 0,10 mm,  
paume 0,08 mm,  
manchette 0,07 mm
- coloris noir
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
S 6-7	LMS230S les 100	5,84 €
M 7-8	LMS230M les 100	5,84 €
L 8-9	LMS230L les 100	5,84 €
XL 9-10	LMS230XL les 100	5,84 €

## Gants d'examen nitrile bleus non poudrés

Cat. III

### Normes :

EN 21420  
EN 455 (1 2 3)  
EN 374-1 (Type B)  
EN 16523 (KPT)  
EN 374-5  
CE 1935/2004  
DM 2017/745 - Classe I



- en nitrile non poudré, texture non glissante,
- surface micro rugueuse
- bonne élasticité, excellente dextérité
- AQL : 1,5
- grammage : S (3,2), M (3,5), L (3,8), XL (4,1)
- longueur 240 mm
- épaisseur :  
doigts 0,09 mm,  
paume 0,07 mm,  
manchette 0,06 mm
- coloris noir
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
S 6-7	LMS210S les 100	5,84 €
M 7-8	LMS210M les 100	5,84 €
L 8-9	LMS210L les 100	5,84 €
XL 9-10	LMS210XL les 100	5,84 €

## Gants NATUREX 626 CLASSIC® latex, poudrés, texturés

Cat. III

### Normes :

EN 21420  
EN 388  
EN 455 (1 2 3 4)  
EN 374-1 (Type A)  
EN 16523 (ABGIKL)  
EN 374-2  
EN 374-3  
EN 374-4  
EN 374-5  
DM 2017/745 - Classe I



- en latex
- poudrés
- texturés, surface micro-rugueuse antidérapante
- bord roulé
- AQL : 0,65
- longueur 240 mm
- grammage : 5,4
- épaisseur :  
doigts 0,7 mm,  
paume 0,8 mm,  
manchette 0,10 mm
- coloris blanc
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
XS 5	GA1706 les 100	5,99 €
S 6	GA1707 les 100	5,99 €
M 7	GA1708 les 100	5,99 €
L 8	GA1709 les 100	5,99 €
XL 9	GA1710 les 100	5,99 €

## Gants NATUREX 626 VINYL DERM® vinyle, non poudrés

Cat. III

### Normes :

EN 21420  
EN 388  
EN 455 (1 2 3 4)  
EN 374-1 (Type A)  
EN 16523 (ABGIKL)  
EN 374-2  
EN 374-3  
EN 374-4  
EN 374-5  
DM 2017/745 - Classe I



- en vinyle, revêtement intérieur en polymère synthétique
- non poudrés
- texturés, surface micro-rugueuse antidérapante
- bord roulé
- AQL : 0,65
- longueur 240 mm
- grammage : 5
- épaisseur :  
doigts 0,11 mm,  
paume 0,08 mm,  
manchette 0,05 mm
- coloris transparent
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
XS 5	GD8306 les 100	3,35 €
S 6	GD8307 les 100	3,35 €
M 7	GD8308 les 100	3,35 €
L 8	GD8309 les 100	3,35 €
XL 9	GD8310 les 100	3,35 €