

## Tube pour hématocrite de Wintrobe



- en verre sodocalcique
- fond rond, bord droit
- double échelle numérotée en rouge et blanc
- graduations 105 mm, subdivisions 1 mm
- dim. intérieure Ø 2,9 mm
- dim. extérieure Ø 6,5 mm

référence	Prix HT
MR3371 Tubes pour hématocrite Wintrobe, les 20	

## Pipettes à dilution de Thoma, pour leucocytes



- pour les globules blancs, dilution 1 : 10
- conformes à la norme DIN 12750
- dos blanc
- tolérance  $\pm 3\%$
- 10 subdivisions
- en emballage individuel

référence	Prix HT
MR3372 Pipettes leucocytes avec entonnoir, les 10	
MR3373 Pipettes leucocytes sans entonnoir, les 10	

## Pipettes à dilution de Thoma, pour érythrocytes



- pour les globules rouges, dilution : 1 : 100
- conformes à la norme DIN 12750
- dos blanc
- tolérance  $\pm 3\%$
- 10 subdivisions
- en emballage individuel

référence	Prix HT
AZ1451066 Pipettes érythrocytes avec entonnoir, les 10	
MR3375 Pipettes érythrocytes sans entonnoir, les 10	

## Pipettes à dilution Malassez-Potain pour leucocytes



- pour les globules blancs, dilution 1 : 20
- conformes à la norme DIN 12750
- dos blanc
- tolérance  $\pm 3\%$
- 10 subdivisions
- en emballage individuel

référence	Prix HT
MR3376 Pipettes Malassez-Potain pour leucocytes, les 10	

## Pipettes à dilution Malassez-Potain pour érythrocytes



- pour les globules rouges, dilution : 1 : 100
- conformes à la norme DIN 12750
- dos blanc
- tolérance  $\pm 3\%$
- 10 subdivisions
- en emballage individuel

référence	Prix HT
MR3377 Pipettes Malassez-Potain pour érythrocytes, les 10	

## Pipettes à hémoglobine de Sahli



- capacité 20  $\mu$ l
- conformes à la norme DIN 12689
- dos blanc
- en emballage individuel

référence	Prix HT
PHC Pipettes de Sahli avec entonnoir, les 25	
MR3379 Pipettes de Sahli sans entonnoir, les 25	

## Embouts en silicone pour pipettes Thoma, Malassez-Potain et Sahli



- en silicone transparent
- Ø extérieur 5,5 mm
- Ø intérieur 3,5 mm

longueur	référence	Prix HT
16 cm	MR3381 les 10	
25 cm	MR3382 les 10	
40 cm	MR3383 les 10	


## Embouts en polystyrène pour pipettes à hémoglobine



- en polystyrène, coloris rouge ou blanc
- pour tubes pour pipettes à dilution de sang et pipettes à hémoglobine

coloris	référence	Prix HT
blanc	MR3384 les 100	
rouge	MR3385 les 100	

## Pipettes hématologiques de précision



- PHA : pipette-mélangeur à dilution pour globules rouges, graduations indélébiles, précision garantie  $\pm 3\%$ , estampillée sur chaque pipette
- PHB : pipette-mélangeur à dilution pour globules blancs, graduations indélébiles, précision garantie  $\pm 3\%$  estampillée sur chaque pipette

référence	Prix HT
PHA 1 Pipette-mélangeur globules rouges	
PHB 2 Pipette-mélangeur globules blancs	