

Boîtes COMBI-BOX ™ pour microplaques





- en PVC
- · base blanche, couvercle transparent
- · pour plaques 96 et 384 puits
- · hauteur 40 mm
- · empilables

	référence		Prix HT
Boîtes COMBI-BOX™	DS3820	les 5	

Supports COMBI-RACK™ pour microtubes



- en polypropylène
- · grille alphanumérique
- jusqu'à 96 microtubes, 12 barrettes de 8 tubes PCR ou 1 microplaque
- température de -80 à +121°C
- empilables

référence	référence	Prix HT
Support COMBI-RACK™	DS3821 les 5	

Réplicateur de plaques 96 puits



- pour le transfert ou l'inoculation d'échantillons (réplication de plaques, spots directs sur membrane, etc.)
- convient pour microplaques 96 puits, fond en V ou fond en U
- prélève 10 µl par puits
- en polypropylène autoclavable

	référence	Prix HT
Réplicateur de plaques 96 puits	TB1230	

Boîtes PCRack™ pour microtubes et microplaques



- en polypropylène
- pour le stockage et manipulation d'échantillons PCR
- pour tous les modèles de barrette de 8 ou 12 microtubes de 0,2 ml et plaque PCR 96 puits
- empilables
- clipsables les unes aux autres horizontalement

	référence	Prix HT
Boîtes PCRack™ bleues	DS3830 les 20	
Boîtes PCRack™ vertes	DS3831 les 20	
Boîtes PCRack™ oranges	DS3832 les 20	
Boîtes PCRack™ roses	DS3833 les 20	
Boîtes PCRack™ rouges	DS3834 les 20	
Boîtes PCRack™ jaunes	DS3835 les 20	
Boîtes PCRack™ assorties	DS3836 les 20	

Supports polyvalents UniRack™



- en polypropylène
- grande résistance aux produits chimiques
- stables
- broches d'ancrage des unités entre elles
- peuvent être placés en biais pour une meilleure manipulation
- des tubes capacité 80 tubes de 10 et 12 mm
- pour tous types de tubes : microtubes capuchons à vis, flacons cryogéniques, tubes PCR ou tubes à centrifuger
- couvercles transparents en option



	référence		Prix HT
Boîtes UniRack™ bleus	DS3840	les 10	
Boîtes UniRack™ verts	DS3841	les 10	
Boîtes UniRack™ oranges	DS3842	les 10	
Boîtes UniRack™ roses	DS3843	les 10	
Boîtes UniRack™ rouges	DS3844	les 10	
Boîtes UniRack™ jaunes	DS3845	les 10	
accessoires			
Couvercles transparents	DS3846	les 10	