

Microplaques PCR Amplate™ 96 puits  
avec ou sans jupe

- 96 puits**
- polypropylène
  - exemptes RNase/DNase
  - sans ADN humain
  - autoclavables +121°C
  - apyrogènes



- jupe large sous la plaque et puits surélevé de 1 ou 3 mm (selon modèle) sur la plaque, permettant d'apposer un code barre
- en polypropylène spécial faible adhérence
- surface intérieure polie et inerte
- transfert de chaleur rapide grâce à une épaisseur de paroi mince et uniforme
- fonctionnement sans huile
- coin inférieur droit coupé facilitant l'orientation
- grille alphanumérique
- emballage refermable inviolable

	naturel	bleu	vert	rouges	jaune	Prix HT	
Plaques sans jupe, puits surélevé 3 mm - 250 µl	1	DS3825	DS3826	DS3827	DS3828	DS3829	les 100
Plaques avec jupe, puits surélevé 3 mm - 250 µl	2	DS3855	DS3856	DS3857	DS3858	DS3859	les 100
Plaques avec jupe, puits surélevé 1 mm - 200 µl	3	DS3800	DS3801	DS3802	DS3803	DS3804	les 100
Barrettes de 8 capuchons à dôme		DS3700	DS3701	DS3702	DS3703	DS3704	les 125
Barrettes de 8 capuchons plats		DS3705	DS3706	DS3707	DS3708	DS3709	les 125

Microplaques PCR Amplate™  
96 puits 100 µl

**96 puits**

- polypropylène
- exemptes RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- apyrogènes

**Peuvent être recoupées au format désiré.**



- polypropylène spécial faible adhérence, incolore
- surface intérieure polie et inerte
- plaque flexible pour ajustement des tubes dans le bloc thermique : contact intime de chaque puits avec le bloc de chauffage
- transfert de chaleur rapide grâce à une épaisseur de paroi mince et uniforme
- fonctionnement sans huile
- coin inférieur droit coupé facilitant l'orientation
- grille alphanumérique pour l'identification de l'échantillon
- emballage refermable inviolable

	référence	Prix HT
Plaque PCR Amplate™ 96 puits 0,2 ml	DS3780	les 10

Microplaques PCR Amplate™  
96 puits 200 µl

**96 puits**

- polypropylène
- exemptes RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- apyrogènes



- en polypropylène spécial faible adhérence
- surface intérieure polie et inerte
- plaque flexible pour ajustement des tubes dans le bloc thermique : contact intime de chaque puits avec le bloc de chauffage
- excellent transfert thermique
- fonctionnement sans huile
- coin inférieur droit coupé facilitant l'orientation
- grille alphanumérique
- emballage refermable inviolable
- barrettes de bouchons en option

	référence	Prix HT
Plaque PCR 96 puits	DS3790	les 10
<b>barrettes de 8 bouchons</b>		
Barrettes 8 bouchons, sommet en dôme	DS3700	les 125
Barrettes 8 bouchons, sommet plat	DS3705	les 125