

lancettes de sécurité :

- prélèvement sûr et sans douleur du sang capillaire
- aucun risque de blessure : la lancette est maintenue dans le boîtier avant et après la manipulation
- usage unique : après le déclenchement du dispositif de sécurité, les lancettes ne sont plus utilisables

PRÉLÈVEMENTS SANGUINS**VITREX**

Unité de mesure des aiguilles : le GAUGE (G). Plus G est grand, plus l'aiguille est fine.

Gauge	18 G	19 G	20 G	21 G	22 G	23 G	24 G	25 G	26 G	27 G	28 G	29 G	30 G	31 G	32 G
Ø mm	1,25	1,05	0,90	0,80	0,70	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,23	0,20

Microlances et lancettes stériles en aciercertification
DM 2017/745

- forme anatomique, spécialement étudiée pour une pénétration sans douleur
- stériles par rayons gamma, en emballage individuel

	référence	Prix HT
Microlances en acier	ML1145 [1]	les 200
Lancettes en acier	VX1800 [2]	les 200

Stylo piqueur et lancettes stérilescertification
DM 2017/745

- profondeur de pénétration réglable sur 9 niveaux, de 1 à 5
- activation d'une simple pression, piqûre très rapide
- capuchon de sécurité
- retrait de la lancette par éjection
- lancettes stériles par rayons gamma
- compatible avec la majorité des lancettes d'autres marques



	référence	Prix HT
Stylo piqueur sans lancette	VX1850	
lancettes stériles		
lancette 23 G	● VX1851	les 200
lancette 28 G	● VX1852	les 200
lancette 30 G	● VX1853	les 200
lancette 32 G	● VX1854	les 200

Lancettes de sécurité néonatales stériles Octaheel Baby®certification
DM 2017/745

- pour nouveaux-nés, prématurés, et toute autre application, où une faible profondeur de pénétration et/ou une compression minimale des tissus sont nécessaires
- lame ultra tranchante, coupure et cicatrisation rapides
- lame entièrement protégée avant et après utilisation
- bouton d'activation avec languette de sécurité non amovible
- texture antidérapante
- usage unique
- stériles par rayons gamma

incision (prof. x larg.)	référence	Prix HT
Lancettes 0,65 x 1,40 mm	● VX1810	les 50
Lancettes 0,85 x 1,75 mm	● VX1811	les 50
Lancettes 1,00 x 2,50 mm	● VX1812	les 50
Lancettes 1,14 x 2,80 mm	● VX1813	les 50
Lancettes 2,00 x 3,00 mm	● VX1814	les 50

Lancettes de sécurité stériles Ultrasafe®certification
DM 2017/745

- usage unique
- stériles
- pour glycémie, prélèvement de sang capillaire et autres tests de diagnostic in vitro
- prise en main du boîtier et dévissage du capuchon faciles
- lancette activée par simple pression
- ciblage précis du point de ponction
- aiguille recouverte de silicone pour une pénétration douce
- après utilisation la lancette se rétracte à l'intérieur du boîtier, évitant ainsi les accidents
- la position de la gâchette indique avant / après utilisation

incision (prof. x larg.)	référence	Prix HT
Lancettes 2,0 mm x 17 G	● VX1820	les 100
Lancettes 1,8 mm x 28 G	● VX1822	les 100
Lancettes 1,8 mm x 26 G	● VX1823	les 100
Lancettes 1,8 mm x 21 G	● VX1824	les 100
Lancettes 2,2 mm x 21 G	● VX1825	les 100
Lancettes 2,8 mm x 21 G	● VX1826	les 100



lancettes de sécurité :

- prélèvement sûr et sans douleur du sang capillaire
- aucun risque de blessure : la lancette est maintenue dans le boîtier avant et après la manipulation
- usage unique : après le déclenchement du dispositif de sécurité, les lancettes ne sont plus utilisables

PRÉLÈVEMENTS SANGUINS

VITREX

Unité de mesure des aiguilles : le GAUGE (G). Plus G est grand, plus l'aiguille est fine.

Gauge	18 G	19 G	20 G	21 G	22 G	23 G	24 G	25 G	26 G	27 G	28 G	29 G	30 G	31 G	32 G
Ø mm	1,25	1,05	0,90	0,80	0,70	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,23	0,20

Lancettes de sécurité stériles Sterilance Lite III®

certification
DM 2017/745




- activation d'une simple pression, piqûre très rapide
- capuchon de sécurité
- lancette entièrement protégée avant et après utilisation
- usage unique

incision (prof. x larg.)		référence	Prix HT
Lancettes 1,8 mm x 18 G	●	VX1830 les 100	
Lancettes 1,8 mm x 28 G	●	VX1831 les 100	
Lancettes 1,8 mm x 26 G	●	VX1832 les 100	
Lancettes 2,4 mm x 26 G	●	VX1833 les 100	
Lancettes 1,8 mm x 21 G	●	VX1834 les 100	
Lancettes 2,4 mm x 21 G	●	VX1835 les 100	

Lancettes de sécurité stériles Sterilance Flex®

certification
DM 2017/745

pénétration
réglable



- profondeur de pénétration réglable sur 3 niveaux
- activation d'une simple pression, piqûre très rapide
- capuchon de sécurité : lancette entièrement protégée avant et après utilisation
- usage unique

incision (prof. x larg.)		référence	Prix HT
Lancettes 1,2 mm x 26 G	●	VX1840 les 100	
Lancettes 1,8 mm x 26 G	●		
Lancettes 2,4 mm x 26 G	●		
Lancettes 1,2 mm x 28 G	●	VX1845 les 100	
Lancettes 1,8 mm x 28 G	●		
Lancettes 2,4 mm x 28 G	●		

Lancettes de sécurité stériles Flex 3® à profondeur réglable

certification
DM 2017/745



- lancettes tout-en-un pour une utilisation d'urgence, glycémie et autres tests de diagnostic in vitro
- trois profondeurs de pénétration différentes : 1,30 / 1,80 / 2,30 mm
- lancettes préchargée et activée par pression• aiguille à triple biseau de haute qualité avec pénétration à grande vitesse, entièrement protégée, avant et après utilisation
- la position de la gâchette indique l'avant et l'après utilisation
- usage unique
- stériles par irradiation gamma

incision (prof. x larg.)		référence	Prix HT
Lancettes 1,30 mm x 23 G	●	VX1860 les 100	
Lancettes 1,80 mm x 23 G	●		
Lancettes 2,30 mm x 23 G	●		
Lancettes 1,30 mm x 26 G	●	VX1861 les 100	
Lancettes 1,80 mm x 26 G	●		
Lancettes 2,30 mm x 26 G	●		
Lancettes 1,30 mm x 28 G	●	VX1862 les 100	
Lancettes 1,80 mm x 28 G	●		
Lancettes 2,30 mm x 28 G	●		