

Tiges d'agitation en verre borosilicaté

VERRE
borosilicaté 3.3

- les deux extrémités arrondies



dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 150 x 6 mm	MR5310	les 10
Ø 200 x 6 mm	MR5311	les 10
Ø 250 x 7 mm	MR5312	les 10
Ø 250 x 8 mm	MR5313	les 10
Ø 300 x 8 mm	MR5314	les 10

Tiges pour extraction et détachement de caillots sanguins

APTACA



- une extrémité forme spatule, et une extrémité forme crochet
- en polystyrène transparent
- longueur 157 mm
- emballage par 1000

référence **PP4180** Tiges d'extraction et détachement de caillots sanguins, les 1000 **Prix HT**

Tiges d'agitation

APTACA



- une extrémité arrondie et l'autre en forme de spatule
- en polystyrène transparent
- dim. Ø 3x120 mm

référence **PP4190** Tiges d'agitation en polystyrène, les 500 **Prix HT**