




IVD dispositivo medico-diagnostico in vitro

Nuclear fast red solution technical information
 Technical card code 09-259
 Product code 09-259
 Stability of product properly conserved at 15-25°C 24 month.
 Pack 100-200 ml or on request

Produce in Italy by:
 DDKItalia S.r.l.
 Via Marche 19-27029 Vigevano (I)
info@ddkitalia.com • www.ddkitalia.com

in case of emergency UE number		112
in case of emergency UK number		999
en cas d'urgence Suisse number		145

Principle

Nuclear fast red staining is a simple and reliable method of nuclear staining and is mainly used for high-contrast counterstaining. An aluminium lake of the nuclear fast red (nuclear fast red-aluminium sulphate) is actually used for the nuclear staining. Background and cytoplasm staining is obtained by free dye that is not bound in the solution as aluminium dye lake.

Sample material. Paraffin sections**Procedure**

Nuclear staining
 Deparaffinize the sections in the typical manner and rehydrate
 Rinse in distilled water 1 minute
 Stain in nuclear fast red solution 10 minute
 Rinse in distilled water 1 minute
 70% ethanol
 96% ethanol
 2 x 100 % ethanol
 Clear in xylene
 Mount with DdMount

Result

Nuclei	dark red
Cytoplasm, other tissue	light red

Le informazioni sopra indicate sono riportate con la massima accuratezza e rappresentano le migliori informazioni attualmente disponibili a noi. Tuttavia, non diamo garanzia di esattezza o qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita al riguardo di tali informazioni. Inoltre; non assumiamo nessuna responsabilità derivata dal relativo uso. Gli utenti dovrebbero effettuare le loro proprie indagini per determinare l'idoneità delle informazioni per i loro scopi precisi. In nessun caso D.D.K. sarà responsabile per tutti i reclami, perdite, o danni diretti o indiretti, o verso terzi, o per i profitti persi, o danni speciali, indiretti o fortuiti, conseguenti o esemplari che possono intervenire, anche se D.D.K. si è raccomandata della possibilità di tali danni.

The information above is believed to be accurate and represents the best information currently available to us. However, we make no warranty of merchantability or any other warranty, express or implied, with respect to such information, and we assume no liability resulting from its use. Users should make their own investigations to determine the suitability of the information for their particular purposes. In no event shall D.D.K. be liable for any claims, losses, or damages of any third party or for lost profits or any special, indirect, incidental, consequential or exemplary damages, howsoever arising, even if D.D.K. has been advised of the possibility of such damages.